

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Spider Veins Laser 980 nm

Aparat pentru Capilare Sparte

Laser cu diodă de 980 nm pentru eliminarea precisă a capilarelor sparte și a venelor „păianjen”, cu fascicul focalizat de 0,2-0,5 mm care protejează pielea din jur.

PRECIZIE. SIGURANȚĂ. REZULTATE.
CAPILARE SPARTE, FAȚĂ ȘI CORP.



980

nm
lungime de undă

30W

putere
laser

0,2-0,5

mm
diametru fascicul

1-5

Hz
frecvență



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-pentru-capilare-sparte-spider-veins

PREZENTARE

Energie precisă, direct în vasul de sânge

Lungimea de undă de 980 nm este spectrul optim de absorbție pentru porfirina vasculară. Căldura laserului coagulează sângele din vasul superficial, care se închide și dispare treptat, fără a afecta structurile din jur.

1 Fascicul focalizat Diametru de 0,2-0,5 mm, pentru lucru precis pe zone limitate și evitarea arsurilor.	2 Stimularea colagenului Laserul stimulează colagenul dermic, crescând grosimea și elasticitatea pielii.	3 Aplicații multiple Capilare sparte, leziuni pigmentare, proliferări benigne și tratamentul acneei.
---	---	---

Fibră optică și piesă de mână profesională

Energia ajunge la țesutul țintă, iar pielea din jur este protejată.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Evaluare Se analizează zona și se stabilesc parametrii.	2 Pregătire Zona se curăță; se folosesc ochelari de protecție.	3 Setare Se reglează puterea, pulsul și frecvența.	4 Tratament Laserul se activează din pedală, punct cu punct.
--	---	---	---

Parametrii se setează în starea de așteptare (ready); după pornire, laserul se activează din pedală. Se începe cu energie mică, apoi se ajustează în funcție de răspunsul pielii.

APLICAȚII

Tratamente vasculare și dermatologice

Vascular	Pigmentare	Alte aplicații
• Capilare sparte (vene păianjen) • Leziuni vasculare • Față, brațe, picioare, corp • Cheaguri de sânge	• Pete și pete de vârstă • Arsuri solare • Defecte pigmentare	• Milia, nevi, negi plați • Granule de grăsime • Tratatamentul acneei • Edem limfatic



Aparatul are un ecran de 20 cm pentru setarea precisă a parametrilor. Lumina de ghidare are trei niveluri de intensitate, pentru poziționarea corectă a fasciculului.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat pentru Capilare Sparte Spider Veins
Tip laser	Diodă, cuplare prin fibră optică
Lungime de undă	980 nm
Diametru fascicul	0,2 - 0,5 mm
Putere	30 W (opțional)
Frecvență	1 - 5 Hz
Durata pulsului	15 - 100 ms
Ecran	20 cm
Alimentare	AC 96-264 V, 47-53 Hz; AC 110 V / 220 V
Livrare	Precomandă, 3-4 săptămâni



Aparat laser 980 nm Spider Veins

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament laser destinat exclusiv utilizării profesionale. Operatorul și clientul poartă ochelari de protecție; fasciculul nu se orientează spre ochi.

Energia se ajustează treptat, pentru a evita roșeața sau arsurile. Aparatul se conectează la o priză cu împământare.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Evaluarea zonei și fotografii inițiale.
- Curățarea pielii de produse cosmetice.
- Ochelari de protecție pentru client și operator.
- Test pe o zonă mică la primul tratament.

După tratament

- Se aplică o cremă calmantă.
- Protecție solară și evitarea expunerii la soare.
- Fără saună sau apă foarte fierbinte câteva zile.
- Pot apărea ușoare roșeți temporare.

Întreținere

- Fibra optică și piesa de mână se manipulează cu grijă.
- Vârful piesei se curăță după fiecare client.
- Aparatul se păstrează într-un spațiu uscat, fără praf.
- Cablurile nu se îndoaie excesiv.

Parametri

- Puterea, pulsul și frecvența se setează în modul ready.
- După pornire, parametrii nu se modifică.
- Lumina de ghidare are 3 niveluri.
- Activare prin pedală.

Funcții și interfață

Ecran de 20 cm, lumină de ghidare reglabilă, setare separată pentru putere, puls și frecvență și activare prin pedală.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate, pe piele bronzată recent, pe zone cu infecții, răni sau inflamații, la persoane fotosensibile, cu tulburări de coagulare sau cu afecțiuni cardiace, fără avizul medicului. Ochelarii de protecție sunt obligatorii.