

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Cavitație 3 în 1 40 kHz + RF

**Aparat Profesional Cavitație 40 kHz,
Radiofrecvență Multipolară și
Radiofrecvență Facială 3 Poli**

Aparat cu 3 capete pentru față și corp: cavitație 40 kHz pentru remodelare corporală, radiofrecvență cu 5 poli pentru corp și radiofrecvență cu 3 poli pentru față.



REMODELARE. FERMITATE. LIFTING.
FAȚĂ ȘI CORP, 3 CAPETE.



kHz
cavitație



capete
de lucru



poli
RF corp



putere
aparat



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-profesional-cavitate-3-in-1-cavitate-40khz-radiofrecventa-cu-5-poli-radiofrecventa-faciala-3-poli

PREZENTARE

Cavitație și radiofrecvență în același protocol

Cavitația de 40 kHz descompune depozitele de grăsime subcutanată, iar radiofrecvența încălzește straturile profunde ale pielii, stimulând colagenul și elastina pentru tonus și elasticitate. Cele trei capete permit tratamente pentru corp și pentru față.

1 Cavitație 40 kHz Pentru abdomen, coapse, șolduri și fese: reducerea circumferinței și remodelare.	2 RF 5 poli - corp Fermitate, drenaj și îmbunătățirea texturii pielii, reducerea aspectului de celulită.	3 RF 3 poli - față Stimularea colagenului, lifting non-invaziv, reducerea ridurilor fine.
--	---	--

Cavitație, apoi radiofrecvență

Grăsimea descompusă prin cavitație este eliminată pe cale limfatică, iar radiofrecvența finalizează tratamentul prin tonifierea pielii.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Conectare Capătul se conectează la mufa corespunzătoare.	2 Pornire Se pornește aparatul și se intră în modul de lucru din ecran.	3 Setare Se alege funcția, modul, timpul și intensitatea.	4 Tratament Se apasă START și se lucrează cu gel pe zona tratată.
---	--	--	--

Pentru corp se lucrează mai întâi cu capătul de cavitație, apoi cu radiofrecvența multipolară. La final se apasă BACK și se oprește aparatul.

CAPETE DE LUCRU

Trei capete, pentru corp și față

Cavitație 40 kHz	RF 5 poli (corp)	RF 3 poli (față)
• Abdomen, coapse, șolduri, fese • Reducerea depozitelor adipoase • Reducerea circumferinței	• Fermitate și tonus • Reducerea celulitei • Textura pielii • Drenaj	• Lifting non-invaziv • Riduri și linii fine • Contur facial • Fermitate



Radiofrecvența poate fi ajustată pentru nevoile fiecărui client și pentru zonele tratate. Rezultatele se observă după câteva ședințe, iar pentru menținerea lor se recomandă ședințe periodice de întreținere.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat Profesional Cavitație 3 în 1 Cavitație 40 kHz, Radiofrecvență Multipolară, Radiofrecvență facială 3 poli
Frecvența de cavitație	40 kHz
Capete de lucru	Cavitație (corp), radiofrecvență 5 poli (corp), radiofrecvență 3 poli (față)
Putere	60 W
Utilizare	Față și corp
Operare	Panou LCD cu ecran tactil



Aparat Cavitație 3 în 1

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat utilizării profesionale. Se folosește gel conductor, iar intensitatea se crește treptat, în funcție de toleranța clientului.

Nu se lucrează pe zone cu implanturi metalice sau electronice, pe răni sau inflamații. Aparatul se conectează la o priză cu împământare.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Evaluarea zonei și măsurători pentru corp.
- Curățarea pielii.
- Aplicarea gelului conductor.
- Îndepărtarea obiectelor metalice.

După tratament

- Hidratare abundentă (apă) pentru eliminarea grăsimii.
- Activitate fizică ușoară.
- Alimentație echilibrată.
- Ședințe periodice de întreținere.

Întreținere

- Capetele se curăță după fiecare client.
- Nu se scufundă capetele în apă.
- Cablurile nu se îndoaie excesiv.
- Depozitare într-un loc uscat.

Conținutul pachetului

- Unitate principală cu ecran
- Capăt cavitație 40 kHz
- Capăt RF multipolar corp
- Capăt RF 3 poli față
- Cablu de alimentare

Tratamente personalizate

Pentru fiecare funcție se reglează modul, timpul de lucru și intensitatea, din ecranul tactil al aparatului.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate sau care alăptează, la persoane cu stimulator cardiac sau implanturi metalice, afecțiuni cardiace, hepatice sau renale, tumori, epilepsie, diabet sau pe zone cu răni, infecții și inflamații.