

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Goldie Spark OPT + SHR IPL

Aparat de Epilare Definitivă și Fotoîntinerire

Aparat profesional cu tehnologie OPT și E-light (IPL + RF) pentru îndepărtarea părului nedorit și rejuvenare facială, cu spot 10 x 40 mm și răcire combinată apă + refrigerare + aer.



EPILARE. FOTOÎNTINERIRE. CONFORT.
RAPID ȘI FĂRĂ DURERE.

480-640

nm
spectru OPT

10x40

mm
dimensiune spot

1-50

J/cm²
energie

8"

ecran
tactil



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-epilare-definitiva-opt-goldie-spark

PREZENTARE

Lumină pulsată optimizată, cu răcire inteligentă

Goldie Spark folosește tehnologia de fotoîntinerire pentru rejuvenare facială și epilare definitivă. Iluminarea continuă asigură căldura necesară pentru inactivarea foliculului de păr, iar contactul cu safir sincronizează emisia cu răcirea, pentru un tratament confortabil.

1 OPT - epilare Energie livrată uniform către papila dermică, pentru atrofia foliculului de păr.	2 E-light (IPL + RF) Acționează asupra dermului și țesutului conjunctiv, stimulând colagenul la diferite adâncimi.	3 Răcire combinată Răcire cu apă, conductor de refrigerare și aer, pentru protecția pielii.
---	---	--

Pentru diferite tipuri și tonuri de piele

Rezolvă cele două probleme ale epilării tradiționale: viteza tratamentului și disconfortul.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Pregătire Zona se curăță și se rade; se verifică lipsa bronzului recent.	2 Gel rece Se aplică gel de răcire pe zona tratată.	3 Setare Se alege funcția (OPT / E-light) și parametrii.	4 Tratament Impulsuri pe toată zona, cu protecție pentru ochi.
---	--	---	---

Energia se ajustează după toleranța clientului și reacția pielii. Roșeața și senzația de căldură sunt normale și dispar, de regulă, în circa 30 de minute cu comprese reci.

FUNCȚII ȘI PARAMETRI

Epilare și rejuvenare, într-un singur aparat

OPT	E-light	Setări
• Epilare definitivă • Spot 10 x 40 mm • Puls 0,1 – 7,0 ms • Frecvență 1 – 10 Hz	• IPL + RF • Leziuni pigmentare • Leziuni vasculare • Stimularea colagenului	• Număr de impulsuri: 1 – 5 • Lățimea pulsului și intervalul • Timp de acțiune RF • 3 înregistrări pentru clienți



Înainte de pornire, rezervorul se umple cu apă purificată sau distilată. Ghidul de lumină se păstrează permanent curat, iar gelul rece se aplică uniform.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat Epilare Definitivă OPT+SHR IPL - Goldie Spark
Tehnologii	OPT, E-light (IPL + RF)
Lungime de undă	480 - 640 nm
Dimensiune spot	10 x 40 mm (OPT)
Energie	1 - 50 J/cm²
Puls	0,1 - 7,0 ms (OPT)
Frecvență	1 - 10 Hz
Afișaj	8,0 inch
Răcire	Apă + conductor de refrigerare + aer
Putere	800 W
Alimentare	AC 220 V



Goldie Spark OPT + SHR IPL

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale. Nu se privește direct în lumina emisă; operatorul și clientul poartă ochelari de protecție. În sala de tratament se evită obiectele reflectorizante.

Aparatul nu se pornește fără apă în circuitul de răcire. Se folosește doar apă purificată sau distilată; după oprire, componentele de înaltă tensiune pot păstra tensiune reziduală.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Zona se curăță și se rade.
- Fără bronz sau arsuri solare recente.
- Ochelari de protecție pentru client și operator.
- Test pe o zonă mică la primul tratament.

După tratament

- Comprese reci pentru disiparea căldurii.
- Mască hidratantă 7 zile; fără saună.
- Protecție solară SPF 20+ timp de o lună.
- Fără cosmetice funcționale sau hormonale în perioada de tratament.

Întreținere

- Rezervorul se umple doar cu apă purificată sau distilată.
- Se verifică circuitul de apă la fiecare pornire.
- Ghidul de lumină se păstrează curat.
- Carcasa nu se deschide (tensiune reziduală).

Conținutul pachetului

- Unitate principală
- Mâner OPT
- Cablu de alimentare
- Accesorii pentru umplerea cu apă
- Manual de utilizare

Setări personalizate

Număr de impulsuri, lățimea pulsului, intervalul dintre pulsuri și timpul de acțiune RF se reglează din ecran; pot fi salvate 3 înregistrări pentru clienți.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate, la persoane cu afecțiuni cardiace, hipertensiune, diabet, epilepsie, alergie la lumină, la persoane care lucrează mult timp în lumină puternică sau cu piele arsă recent de soare.