

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Aparat HIFU + Liposonix

**Aparat Cosmetic Profesional pentru
Lifting, Remodelare Corporală și
Reîntinerirea Pielii**

Aparat profesional care combină HIFU pentru lifting facial și Liposonix pentru remodelare corporală, cu transductori dedicați pentru față și corp — tratamente non-invazive, fără timp de recuperare.



LIFTING. FERMITATE. REMODELARE.

**FAȚĂ ȘI CORP, ÎNTR-UN SINGUR
APARAT.**

5

transductori
față și corp

576

puncte de energie
per impuls

10.000

impulsuri
per cartuș

40 min

durata
tratamentului



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-hifu-tonifiere-fata-si-corp

PREZENTARE

Ultrasunete focalizate pentru față și corp

Ultrasunetele focalizate generează puncte de coagulare la adâncimea dorită și acționează asupra stratului SMAS, stimulând producția de colagen și elastină. Pentru corp, transductorii Liposonix acționează asupra țesutului adipos, pentru remodelare și reducerea circumferinței.

1 HIFU față Transductori de 1.5, 3.0 și 4.5 mm pentru epidermă, derm și stratul SMAS: lifting, riduri și contur facial.	2 Liposonix corp Transductori de 8 și 13 mm pentru abdomen, picioare și spate: remodelare și tonifiere.	3 Rezultate durabile Rezultate de 3 până la 5 ani, cu tratament de aproximativ 40 de minute, fără anestezie.
--	--	---

Reducere în diametru de 2-6 cm după o oră de tratament

576 de puncte de energie per impuls, cu transductori suplimentari opționali de 6, 10 și 16 mm.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Pregătire Zona se curăță, se fac fotografii și măsurători.	2 Gel Se aplică uniform gel de ultrasunete pe zona tratată.	3 Setare Se alege transductorul și energia potrivită zonei.	4 Tratament Se lucrează cu linii suprapuse, de la profund spre superficial.
---	--	--	--

Pentru față se lucrează mai întâi cu transductorul de 4.5 mm, apoi cu 3.0 mm pe aceleași zone, iar la final cu 1.5 mm. După tratament se curăță gelul și se aplică o mască hidratantă.

TRANSDUCTORI

Transductori pentru fiecare adâncime

Față (standard)	Corp (standard)	Opțional
• 1.5 mm - epidermă, netezire • 3.0 mm - derm, riduri și contur • 4.5 mm - stratul SMAS, lifting, bărbie dublă, linia maxilarului	• 8 mm (0.8 cm) - abdomen, țesut adipos • 13 mm (1.3 cm) - abdomen, picioare, spate	• 0.6 cm • 1.0 cm • 1.6 cm • Se comandă suplimentar



Fiecare transductor are o durată de viață de 10.000 de impulsuri și se înlocuiește după epuizarea acestora. Energia se reglează în funcție de zonă și de toleranța clientului.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat HIFU+LIPOSONIX - Aparat Cosmetic Profesional HIFU Liposonix
Tehnologii	HIFU și Liposonix (ultrasunete focalizate)
Transductori față	1.5 mm / 3 mm / 4.5 mm
Transductori corp	0.8 cm / 1.3 cm
Transductori opționali	0.6 cm, 1.0 cm, 1.6 cm
Puncte de energie	576 per impuls
Durată de viață	10.000 de impulsuri
Durata tratamentului	40 de minute
Rezultate	Reducere în diametru de 2-6 cm după o oră de tratament; efecte de 3-5 ani
Putere	10 - 200 W
Alimentare	AC 110 V - 220 V



Aparat HIFU + Liposonix

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale. Se folosește gel de ultrasunete pe toată zona tratată, iar energia se ajustează după adâncime și toleranța clientului.

Înainte de tratament se îndepărtează toate obiectele metalice. Aparatul se conectează doar la o priză cu împământare.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Curățarea zonei și fotografii inițiale.
- Pentru corp: măsurarea circumferinței zonelor tratate.
- Îndepărtarea obiectelor metalice.
- Aplicarea uniformă a gelului.

După tratament

- Se curăță gelul și se aplică mască hidratantă.
- Activitățile zilnice se pot relua imediat.
- Hidratare bună și alimentație echilibrată.
- Machiajul se poate aplica imediat.

Întreținere

- Aparatul se șterge cu alcool sau ser fiziologic după utilizare.
- Nu se păstrează în spații umede sau la soare.
- Transductorii se manipulează cu grijă, fără lovituri.
- Se folosesc doar accesoriile originale.

Recomandări

- La față: 4.5 mm, apoi 3.0 mm, apoi 1.5 mm.
- Energia se crește treptat.
- Pot apărea sensibilitate ușoară la nivelul dinților.
- Intervalul dintre ședințe se stabilește de operator.

Funcții și rezultate

Lifting facial vizibil, stimularea colagenului și elastinei, reducerea porilor, fermitatea feței și gâtului, remodelare corporală și reducerea țesutului adipos.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate sau care alăptează, în perioada menstruației pe zona abdominală, pe zone cu implanturi sau proteze, la persoane cu stimulator cardiac, afecțiuni cardiace, epilepsie, diabet necontrolat sau pe piele cu răni și infecții active.