

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

LiftMax HIFU V-Max

Aparat Hifu Vmax pentru Rejuvenare Facială și Corporală

Aparat HIFU cu capete de 3,0 și 4,5 mm pentru lifting facial și corporal, cu impulsuri nelimitate și răcire cu apă — fără costuri de schimbare a cartușelor.



LIFTING. CONTUR. FERMITATE.
IMPULSURI NELIMITATE.

4

MHz
frecvență

65°C

temperatură
în stratul SMAS

150W

putere
aparat

∞

impulsuri
nelimitate



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-hifu-facial-si-corporal-pentru-reducerea-ridurilor-si-lifting-facial-liftmax

PREZENTARE

Energie HIFU pentru stratul SMAS

Energia termică HIFU ajunge în stratul SMAS (aproximativ 3,5–4,5 mm) la 65°C, tonifiind pielea și stratul muscular. LiftMax acționează și asupra grăsimii dintre 10 și 20 mm adâncime, pentru remodelare corporală.

1 Capăt 3,0 mm Pentru față: stimulează fibroblaștii la 40 de impulsuri pe secundă, colagenul și elastina.	2 Capăt 4,5 mm Pentru corp și SMAS: energie constantă la 65°C, tonifiere și reconectarea pielii cu mușchiul.	3 Răcire cu apă Tratament confortabil, fără disconfort pentru client.
--	---	--

Fără costuri de cartușe

Impulsuri nelimitate: fără schimbarea cartușelor după un număr de utilizări, cu amortizare rapidă a investiției.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Pregătire Se îndepărtează machiajul; fața și părul sunt curate.	2 Gel Se aplică gel de ultrasunete pe zona tratată.	3 Setare Energie, interval, durata impulsului și timpul de lucru.	4 Tratament Se lucrează pe zone, cu mișcări controlate.
--	--	--	--

Se recomandă 1–4 tratamente pe an, la un interval minim de 3 luni. Pentru tenul îmbătrânit, intervalul poate fi mai scurt, la recomandarea operatorului.

APLICAȚII

Lifting, contur și tonifiere

Față	Ten	Corp
• Lifting și remodelarea conturului • Riduri de pe frunte, ochi, gură, bărbie, gât • Cearcăne și zone umflate • Bărbie dublă, obraji	• Diminuarea porilor • Reglarea sebumului • Acnee și roșeață • Elasticitatea pielii	• Tonifierea pielii corpului • Grăsime între 10 și 20 mm • Stimularea metabolismului



Rezultatele pot dura între 3 și 5 ani. Tratamentul durează aproximativ 40 de minute, fără anestezie, iar machiajul se poate aplica imediat după ședință.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat Hifu Vmax pentru rejuvenare facială și corporală, Liftmax
Capete de lucru	3,0 mm și 4,5 mm
Frecvență	4 MHz
Temperatură HIFU	65°C
Adâncime reducere adipoasă	10 - 20 mm
Stimulare fibroblaști	40 de impulsuri pe secundă
Energie	Reglabilă 0 - 100
Intensitate impuls	0 - 30 J
Interval între impulsuri	0,1 - 2,5 s
Durata impulsului	0,1 - 8 s
Timp de lucru	50 - 90 minute, reglabil
Impulsuri	Nelimitate
Putere	150 W
Alimentare	100 V - 220 V, 50-60 Hz



LiftMax HIFU V-Max

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale.
Se folosește gel de ultrasunete, iar energia se ajustează după zonă și toleranța clientului.

Nu se lucrează direct pe ochi, pe zone cu implanturi sau materiale de umplere, pe răni sau inflamații active.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Demachiere completă.
- Fața și părul curate.
- Aplicarea gelului de ultrasunete.
- Fotografii inițiale.

După tratament

- Hidratare dimineața și seara.
- Protecție solară.
- Fără alte proceduri agresive o perioadă.
- Machiajul se poate aplica imediat.

Întreținere

- Capetele se curăță după fiecare client.
- Aparatul se păstrează uscat și ferit de soare.
- Cablurile nu se îndoaie excesiv.
- Priză cu împământare.

Conținutul pachetului

- Aparat LiftMax
- Mâner și capete 3,0 mm și 4,5 mm
- Pedală
- Cablu de alimentare
- Suport din aluminiu pentru mâner

Parametri reglabili

Energie, intervalul dintre impulsuri, durata impulsului și timpul de lucru se setează independent, pentru tratamente adaptate fiecărui client.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate, la persoane cu stimulator cardiac, implanturi metalice sau materiale de umplere în zona tratată, pe piele cu răni, infecții sau acnee severă și direct pe ochi.