

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

NovaLift Hifu Facial și Corporal

Aparat Profesional pentru Tonifiere și Lifting Facial

Aparat HIFU facial și corporal care produce aproape zece mii de puncte de condensare în derm și SMAS, pentru lifting, tonifiere și refacerea colagenului — fără durere și fără intervenție chirurgicală.



LIFTING. FERMITATE. CONTUR.

10 / 7 / 4 MHZ, 68-72 °C.

3

frecvențe
10/7/4 MHz

68-72

°C
în punctul focal

10.000

flash-uri
per cartuș

300

W
putere



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-profesional-hifu-facial-si-corporal-novalift

PREZENTARE

O nouă rețea de collagen în profunzime

Energia ultrasonică pătrunde în derm și în stratul SMAS, producând puncte de condensare care refac collagenul și fibrele, tonifică imediat și construiesc o nouă rețea de collagen. Temperatura de 68-72 °C creează mediul potrivit pentru refacerea collagenului, fără a afecta epiderma.

1 Lifting imediat Lifting facial vizibil imediat, fermitatea feței și a gâtului, linia bărbiei îmbunătățită.	2 Riduri Atenuarea până la eliminare a ridurilor și diminuarea porilor.	3 Cicatrici Tratarea cicatricilor postacneice și reconturarea feței.
---	--	---

Tratament de 40 de minute, fără anestezie

Procedura nu este dureroasă, iar clientul revine imediat la rutina zilnică, inclusiv la machiaj. Rezultatele pot dura 3-5 ani.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Evaluare Se stabilesc zonele și cartușele potrivite.	2 Pregătire Pielea se curăță, zona se marchează, se aplică gel.	3 Setare Se alege cartușul, energia, distanța și lungimea liniei.	4 Tratament Se lucrează în linii, de la adânc la superficial.
---	--	--	--

Rezultatele obținute sunt comparabile cu cele ale injecțiilor cu acid hialuronic, iar tratamentul se poate combina cu alte terapii.

CARTUȘE

Cartușe pentru față și corp

Față	Corp	Parametri
• 1,5 mm - DS10-1.5 • 2,0 mm • 3,0 mm - DS7-3.0 • 4,5 mm - DS4-4.5	• 6,0 mm • 8,0 mm - DS4-8.0 • 9,0 mm • 13 mm - DS4-13	• Frecvențe 10 / 7 / 4 MHz • Lungime linie 5-25 mm • Pas 1 mm • 10.000 flash-uri/cartuș



Efectul de tragere sonică în derm stimulează hiperplazia și reorganizarea colagenului, pentru fermitate, diminuarea ridurilor și reconturarea feței. Energia concentrată mai profund asigură rezultate de lungă durată.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat Profesional Hifu NovaLift
Tehnologie	Ultrasunete focalizate de intensitate înaltă (HIFU)
Frecvențe ultrasunete	10 MHz, 7 MHz, 4 MHz
Temperatură	68 - 72 °C
Putere	300 W
Cartușe	DS4-4.5, DS10-1.5, DS7-3.0, DS4-8.0, DS4-13
Cartușe față	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,5 mm
Cartușe corp	6,0 / 9,0 / 13,0 mm
Lungime de lucru	5,0 - 25 mm, pas 1 mm
Flash-uri per cartuș	10.000
Alimentare	AC 110 - 220 V, 50/60 Hz
Durată tratament	40 de minute



NovaLift — Hifu facial și corporal

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Capul de lucru se ține ferm, perpendicular pe piele, cu gel de ultrasunete.

Nu se tratează direct globul ocular, glanda tiroidă, zonele cu nervi superficiali sau zonele cu implanturi. Energia se adaptează toleranței clientului.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Pielea se curăță de machiaj și impurități.
- Zona de tratat se marchează.
- Se aplică un strat uniform de gel de ultrasunete.
- Se alege cartușul potrivit zonei.

După tratament

- Roșeața ușoară dispare în scurt timp.
- 3 zile fără apă fierbinte, saună sau baie caldă.
- Hidratare și protecție solară.
- Efectul de lifting se accentuează în săptămâni.

Întreținere

- Cartușele se curăță după fiecare utilizare.
- Se urmărește numărul de impulsuri rămase.
- Aparatul se păstrează uscat, fără praf.
- Capul de lucru nu se lovește și nu se scapă.

Utilizare

- Energia se crește treptat, de la valori mici.
- În mai multe straturi: de la adânc la superficial.
- Liniile se trasează uniform, fără suprapuneri.
- Tratamentele se notează în fișa clientului.

Funcții și interfață

Ecran tactil cu reglaj pentru energie, distanța dintre puncte și lungimea liniei, afișarea cartușului folosit și a numărului de impulsuri.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate sau care alăptează, la persoane cu stimulator cardiac ori implanturi metalice în zona tratată, pe zone cu răni, inflamații sau infecții active, direct pe globul ocular sau pe glanda tiroidă și la persoane cu afecțiuni severe ale pielii.