

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Aparat Microdermabraziun e

cu Diamante

Aparat profesional pentru curățarea, reîmprospătarea și refacerea suprafeței tenului prin exfoliere mecanică cu capete de diamant și aspirație reglabilă — pentru saloane și cabinete de cosmetică.



EXFOLIERE. CURĂȚARE. REVITALIZARE.
TEN UNIFORM, PORI MAI CURAȚI.

9

capete
de diamant

3

capete de lucru
din oțel inoxidabil

68

cmHg
putere pompă

100W

putere
aparat



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-microdermabraziune-cu-diamante

PREZENTARE

Exfoliere delicată, cu control total al aspirației

Microdermabraziunea cu diamante îndepărtează stratul superficial de celule moarte cu ajutorul capetelor de diamant, iar sistemul de vacuum aspiră particulele și impuritățile. Butonul de reglare a puterii de aspirare permite adaptarea intensității la sensibilitatea clientului și la zona tratată.

1 Exfoliere cu diamant Capetele de diamant îndepărtează celulele moarte și pregătesc pielea pentru absorbția produselor aplicate ulterior.	2 Aspirație reglabilă Pompa de 68 cmHg extrage impuritățile și punctele negre; intensitatea se reglează din buton, de la mic la mare.	3 Revitalizare Stimularea superficială susține un ten mai uniform, mai luminos și cu textură îmbunătățită.
---	--	---

Față, gât, decolteu, umeri și spate

Recomandat pentru defecte pigmentare, pori dilatați, puncte negre, cicatrici acneice superficiale, vergeturi, ten gras sau piele afectată de soare.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Consultație Se evaluează tenul și se stabilește planul de tratament.	2 Pregătire Tenul se demachiază și se degresează; operatorul poartă mănuși.	3 Tratament Se alege capătul de diamant și se lucrează cu aspirație de la mic spre mare.	4 Finalizare Se aplică ser sau mască hidratantă și protecție solară.
---	--	---	---

Capătul de diamant se ține permanent în mișcare pe piele și nu se orientează spre ochi. Aspirația se crește treptat, până la nivelul de confort al clientului.

ACCESORII ȘI INDICAȚII

Pachet complet pentru tratamente faciale și corporale

Inclus în pachet	Indicații	Zone de lucru
• 1 x aparat microdermabraziune • 9 x capete de diamant • 3 x capete de lucru din oțel inoxidabil • 1 x furtun de aer • 1 x pachet de filtre din bumbac • 1 x manual	• Defecte pigmentare, decolorări • Piele flască și riduri fine • Cicatrici acneice, puncte negre • Pori dilatați, ten gras • Daune solare, vergeturi	• Față și gât • Decolteu și umeri • Spate • Pete specifice vârstei



Aparatul cu capetele de diamant



Capete de lucru și accesorii

Capetele de diamant au granulații diferite, pentru tratamente adaptate tipului de ten și zonei tratate. Filtrele din bumbac protejează sistemul de aspirație și se înlocuiesc periodic.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat Microdermabraziune cu Diamante
Tehnologie	Microdermabraziune cu diamante și vacuum
Putere	100 W
Puterea pompei	68 cmHg
Alimentare	220-240 V / 50 Hz
Reglaj aspirație	Buton pentru reglarea puterii de aspirare
Capete de diamant	9 bucăți
Capete de lucru	3 bucăți, oțel inoxidabil
Accesorii	Furtun de aer, filtre din bumbac, manual
Dimensiuni	30 x 30 x 13 cm
Greutate	4 kg



Aparat Microdermabraziune cu Diamante

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat utilizării profesionale, de către personal instruit. Capătul nu se oprește pe loc și nu se orientează spre ochi sau gât; intensitatea aspirației se crește treptat.

Nu se utilizează pe piele inflamată, infectată, lezată sau foarte sensibilă și nici la persoane cu afecțiuni cardiace. Aparatul trebuie conectat la o priză cu împământare.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Consultație și evaluarea tenului.
- Demachiere și degresare; pentru ten gras se poate folosi vapozoneul.
- Operatorul poartă mănuși și mască.
- Se verifică garnitura și filtrul piesei de mână.

După tratament

- Se aplică ser sau mască calmantă și hidratantă.
- Protecție solară și evitarea expunerii la soare.
- Fără exfoliante agresive în zilele următoare.
- Pauză între ședințe, în funcție de ten.

Întreținere

- Capetele de diamant se curăță și se dezinfectează după fiecare client.
- Filtrele din bumbac se înlocuiesc când se colmatează.
- Mânerul și aparatul nu se scufundă în apă.
- Depozitare într-un loc uscat și răcoros.

Conținutul pachetului

- Aparat microdermabrazie
- 9 capete de diamant
- 3 capete din oțel inoxidabil
- Furtun de aer și filtre din bumbac
- Manual de utilizare

Control simplu al tratamentului

Aparat compact, ușor de mutat în cabinet, cu buton de reglare a aspirației pentru tratamente adaptate fiecărui tip de ten.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează pe piele cu răni, inflamații, infecții sau leziuni active, pe zone cu herpes activ, la persoane cu afecțiuni cardiace sau cu piele foarte sensibilă. Tratamentul se adaptează tipului de ten, iar la tenurile cu cuperoză se evită aspirația puternică.