

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

OXOLight Oxigen Hiperbaric

**Aparat Profesional pentru Hidratare,
Exfoliere, Oxigenare și Antiacnee**

Aparat de oxigen hiperbaric care folosește oxigen de concentrație mare și presiune pentru a hidrata intens tenul și a ajuta penetrarea serurilor în profunzime.

OXIGENARE. HIDRATARE. STRĂLUCIRE.
**NON-INVAZIV, PENTRU TOATE TIPURILE
DE TEN.**



≥93%

puritate
oxigen

1-5

L/min
debit

150

kPa
presiune max.

<45

dB
nivel zgomot



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-profesional-oxigen-hiperbaric-oxolight-hidratare-exfoliere-oxigenare-si-antiacnee

PREZENTARE

Oxigen de concentrație mare pentru regenerarea tenului

Tehnologia folosește oxigen de concentrație mare pentru a combate efectele factorilor de mediu. Tratamentul grăbește regenerarea celulară, lasă tenul puternic hidratat și strălucitor, iar presiunea ajută serurile să pătrundă în straturile profunde ale pielii.

1 Curățare profundă Infuzia de oxigen curăță și activează pielea.	2 Hidratare intensă Revitalizează pielea uscată, obosită și stresată.	3 Anti-aging și antiacnee Susține fermitatea, suplețea și abordarea semnelor îmbătrânirii.
---	---	--

Tratament non-iritant

Potrivit pentru toate tipurile de ten, inclusiv pentru tenul sensibil.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Pregătire Umidificatorul se umple cu apă distilată sau purificată.	2 Pornire Se pornește aparatul; debitul implicit este de 1 L.	3 Setare Se reglează debitul (1-5 L) și timpul de lucru.	4 Tratament Se aplică oxigenul cu serul ales pe zona tratată.
--	---	--	---

Timerul se setează între 5 și 180 de minute, în pași de 5 minute; la finalul timpului aparatul trece automat în așteptare. Aparatul se poate comanda și din telecomandă.

FUNCȚII

Control simplu, din panou sau telecomandă

Debit	Timp	Alte funcții
• Reglabil 1 – 5 L/min • Pași de câte 1 L • Afișarea concentrației pe ecran	• Timer 5 – 180 minute • Oprire automată • Timp de lucru unic și total	• Funcție anion • Telecomandă • Umidificator



După utilizare, apa rămasă se golește din umidificator, iar acesta se curăță și se montează la loc. Dacă nu apar bule în umidificator, se verifică tubul și garniturile.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat Profesional Oxigen Hiperbaric, OXOLight
Puritate oxigen	$\geq 93\% \pm 3$ (V/V)
Rata de curgere	1 - 5 L/min
Presiune	100 - 150 kPa
Alimentare	AC 220 V $\pm$ 22 V, 50 Hz $\pm$ 1 Hz / AC 110 V $\pm$ 15 V, 60 Hz $\pm$ 1 Hz
Nivel zgomot	Sub 45 dB
Consum de energie	300 W
Timer	5 - 180 minute



Aparat OXOLight

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat utilizării profesionale. Aparatul nu se folosește lângă flăcări deschise sau surse de căldură și nu se fumează în încăpere. Nu se folosește prelungitor.

Aparatul se așază pe o suprafață stabilă, cu spațiu liber pentru ventilație. În umidificator se folosește doar apă purificată sau distilată.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Curățarea și demachierea tenului.
- Umplerea umidificatorului.
- Alegerea serului potrivit.
- Verificarea tubului și a conexiunilor.

După tratament

- Se aplică cremă hidratantă.
- Protecție solară.
- Tratamentul se poate repeta periodic.
- Ten hidratat și luminos imediat.

Întreținere

- Umidificatorul se golește după utilizare.
- Tubul și aplicatorul se curăță.
- Aparatul se deconectează după oprire.
- Ventilatorul funcționează încă 2 minute după oprire.

Utilizare

- Debit implicit 1 L la pornire.
- Buton Flow pentru reglare.
- Buton Timer pentru timp.
- Funcție anion din panou.

Rezultate vizibile

Curățare profundă, piele activată, fermitate și suplețe îmbunătățite, hidratare intensă și aspect revitalizat.

IMPORTANT

Aparatul nu se folosește în apropierea flăcărilor sau a surselor de căldură. Tratamentul nu se aplică pe răni deschise sau infecții active. Clienții cu afecțiuni respiratorii sau cardiace se tratează doar cu avizul medicului.