

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

X-Les RF + Ultrasunete

Aparat de Radiofrecvență și Ultrasunete pentru Față și Corp

Sistem profesional care combină radiofrecvența cu răcire ajustabilă și ultrasunetele, pentru reducerea grăsimii localizate, fermitatea pielii și remodelare facială și corporală, fără perioadă de recuperare.



**SCULPTARE. FERMITATE. REDUCEREA
RIDURILOR.**

FAȚĂ ȘI CORP, FĂRĂ RECUPERARE.

2

mânere
față și corp

100

kHz
impuls dublu

EFC

control
flux de energie

°C

termometru
integrat



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-radiofrecventa-si-ultrasunete-pentru-fata-si-corp-x-les-cu-rezultate-uimitoare-in-slabire-si-celulita

PREZENTARE

Energie dublă pentru sculptarea corpului

Radiofrecvența încălzește straturile profunde ale pielii fără a afecta stratul superficial și stimulează fibroblastele să producă colagen. Ultrasunetele vizează depozitele de grăsime localizate. Răcirea termoelectrică reglabilă controlează precis adâncimea tratamentului.

1 Radiofrecvență Încălzește dermul profund, stimulează colagenul, strânge pielea lăsată și îmbunătățește textura.	2 Ultrasunete Vizează și reduce celulele adipoase, eliminate apoi natural prin metabolism.	3 Răcire ajustabilă Protejează pielea și permite controlul precis al adâncimii RF.
--	---	---

Sistemul de Control al Fluxului de Energie (EFC)

Software care elimină automat vârfurile de energie, cu profil energetic de tip pătrat, pentru o distribuție uniformă și sigură.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Evaluare Se stabilește zona: corp sau față.	2 Mâner Se alege mânerul pentru corp sau pentru față.	3 Setare Energie, răcire și timp, din interfața dedicată.	4 Tratament Se lucrează cu monitorizarea continuă a temperaturii.
--	--	--	--

Cu un singur cap de tratament pe aceeași zonă se poate face mai întâi reducerea grăsimii profunde, apoi reducerea ridurilor subcutanate. Termometrul integrat permite controlul temperaturii în timpul tratamentului.

APLICAȚII

Corp și față, cu interfețe dedicate

Corp	Față	Tehnologie
• Remodelare corporală • Reducerea circumferinței • Grăsime localizată • Fermitatea pielii	• Reducerea ridurilor și liniilor fine • Remodelare facială • Regenerarea colagenului • Siguranță în zona ochilor	• Impuls dublu, 100 kHz • Transfer sincronizat de energie • Profil energetic pătrat • Răcire termoelectrică



Capul de tratament RF de precizie monitorizează continuu temperatura pielii și calitatea contactului RF. Designul ergonomic este optimizat pentru tratamentele corporale.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat Radiofrecvență și Ultrasunete pentru Față și Corp, X-Les
Tehnologii	Radiofrecvență (RF) și ultrasunete
Răcire	Sistem avansat de răcire ajustabilă (termoelectrică)
Siguranță	Sistem de Control al Fluxului de Energie (EFC), prevenirea arsurilor
Monitorizare	Temperatura și calitatea contactului RF, prin capul de tratament
Termometru	Integrat, pentru controlul temperaturii
Energie	Impuls dublu, rată de repetiție 100 kHz
Control energie	Transfer sincronizat, profil energetic de tip pătrat
Mâner	Mâner pentru corp și mâner pentru față
Utilizare	Față și corp



Aparat X-Les RF + ultrasunete

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale. Energia se ajustează treptat, iar temperatura pielii se urmărește permanent pe ecran.

Nu se lucrează pe zone cu implanturi metalice sau electronice, pe răni sau inflamații. Aparatul se conectează la o priză cu împământare.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Consultație și verificarea contraindicațiilor.
- Curățarea zonei.
- Măsurători pentru tratamentele corporale.
- Îndepărtarea obiectelor metalice.

După tratament

- Hidratare (apă) după tratamentele corporale.
- Cremă hidratantă pentru față.
- Activitățile se pot relua imediat.
- Ședințe repetate, conform protocolului.

Întreținere

- Capetele se curăță după fiecare client.
- Cablurile nu se îndoaie excesiv.
- Aparatul se păstrează uscat, fără praf.
- Se folosesc doar accesoriile originale.

Siguranță în funcționare

- Control EFC al fluxului de energie.
- Monitorizare continuă a temperaturii.
- Verificarea contactului RF.
- Tratament fără durere și disconfort.

Tratament sigur, convenabil și eficient

Tehnologia cu impuls dublu necesită o cantitate mică de energie pentru rezultate, cu încălzire continuă și confortabilă.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate, la persoane cu stimulator cardiac sau alte implanturi electronice, implanturi metalice în zona tratată, tumori, afecțiuni cardiace, epilepsie sau pe piele cu răni, infecții și inflamații active.