

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Frozen Hifu

Aparat pentru Slăbit și Lifting, cu Răcire Semiconductoare

HIFU combinat cu răcire semiconductoare: sonda coboară la 1-5 °C la suprafață, iar ultrasunetele focalizate acționează precis în țesutul subcutanat — pentru remodelare corporală, lifting și fermitate.

SLĂBIRE. LIFTING. FERMITATE.

SONDĂ LA 1-5 °C, 65-70 °C ÎN ȚESUT.



1-5

°C
suprafața sondei

65-70

°C
în țesut

9

adâncimi
1,5-16 mm

10-600

W
putere ieșire



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-pentru-slăbit-si-lifting-frozen-hifu

PREZENTARE

Epidermă răcită, energie în profunzime

Sistemul de răcire reduce temperatura de suprafață a sondei la 1-5 °C, protejând epiderma, în timp ce unda ultrasonică se focalizează precis în țesutul subcutanat. Se generează două sau patru puncte termice cu efect de 65-70 °C, care dizolvă celulele de grăsime și stimulează imediat regenerarea colagenului și contracția fasciei.

1 Grăsime Cartușe de 6,0-16 mm pentru stratul adipos: dizolvare și remodelare corporală.	2 Fascie Cartușul de 4,5 mm acționează la nivelul fasciei, pentru lifting și fermitate.	3 Derm și epidermă Cartușe de 1,5-3,0 mm pentru textură, riduri și tonifiere.
---	--	--

Siguranță și confort

Răcirea integrată protejează epiderma și reduce disconfortul, iar natura non-invazivă a procedurii permite revenirea imediată la activitățile zilnice.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Evaluare Se stabilesc zonele și adâncimile de tratat.	2 Pregătire Pielea se curăță, zona se marchează, se aplică gel.	3 Setare Se alege cartușul, energia și parametrii de lucru.	4 Tratament Se lucrează uniform, cu sonda răcită pe piele.
--	--	--	---

Pot fi necesare mai multe ședințe pentru rezultate optime; efectele sunt durabile, deoarece stimulează procesele naturale de regenerare ale organismului.

CARTUȘE ȘI APLICAȚII

Adâncimi pentru fiecare strat

Cartușe standard	Cartușe opționale	Aplicații
• 2,0 mm • 3,0 mm • 4,5 mm • 13 mm	• 1,5 mm • 6,0 mm • 8,0 mm • 10 mm, 16 mm	• Lifting facial și corporal • Reducerea grăsimii • Aspectul celulei • Fermitate și riduri



Frozen Hifu este o metodă non-invazivă, fără tăieturi sau incizii, cu risc redus și timp de recuperare minim, potrivită pentru o gamă largă de obiective estetice.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat pentru Slăbit și Lifting Frozen Hifu
Tehnologie	Răcire semiconductoare + HIFU
Temperatură suprafață sondă	1 - 5 °C
Efect termic în țesut	65 - 70 °C
Adâncimi grăsime	6,0 / 8,0 / 10 / 13 / 16 mm
Adâncime fascie	4,5 mm
Adâncime derm și epidermă	3,0 mm (opțional 2,0 / 1,5 mm)
Cartușe standard	2,0 / 3,0 / 4,5 / 13 mm
Cartușe opționale	1,5 / 6,0 / 8,0 / 10 / 16 mm
Afișaj	15 inch
Putere de ieșire	10 - 600 W
Alimentare	AC 110 - 220 V, siguranță 10 A
Dimensiuni cutie	64 x 47 x 67 cm
Greutate brută	Aprox. 33 kg



Frozen Hifu — HIFU cu răcire

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Capul de lucru se ține ferm, perpendicular pe piele, cu gel de ultrasunete.

Nu se tratează direct globul ocular, glanda tiroidă, zonele cu nervi superficiali sau zonele cu implanturi. Energia se adaptează toleranței clientului.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Pielea se curăță de machiaj și impurități.
- Zona de tratat se marchează.
- Se aplică un strat uniform de gel de ultrasunete.
- Se alege cartușul potrivit zonei.

După tratament

- Roșeața ușoară dispare în scurt timp.
- 3 zile fără apă fierbinte, saună sau baie caldă.
- Hidratare și protecție solară.
- Efectul de lifting se accentuează în săptămâni.

Întreținere

- Cartușele se curăță după fiecare utilizare.
- Se urmărește numărul de impulsuri rămase.
- Aparatul se păstrează uscat, fără praf.
- Capul de lucru nu se lovește și nu se scapă.

Utilizare

- Energia se crește treptat, de la valori mici.
- În mai multe straturi: de la adânc la superficial.
- Liniile se trasează uniform, fără suprapuneri.
- Tratamentele se notează în fișa clientului.

Funcții și interfață

Ecran tactil de 15 inch, cu selectarea cartușului, reglajul energiei și afișarea numărului de impulsuri.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate sau care alăptează, la persoane cu stimulator cardiac ori implanturi metalice în zona tratată, pe zone cu răni, inflamații sau infecții active, direct pe globul ocular sau pe glanda tiroidă și la persoane cu afecțiuni severe ale pielii.