

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Aurora Star Pico Laser

Laser Nd:YAG Avansat pentru Tratament Dermatologic și Estetic

Laser pico Nd:YAG cu impulsuri ultracurte, care descompune pigmentul în particule fine pentru eliminare rapidă — de la îndepărtarea tatuajelor la rejuvenarea pielii, cu un număr redus de ședințe.



TATUAJE. PIGMENT. REJUVENARE.

IMPULS DE 2000 PS, 2,0 J.

2,0

J
energie maximă

2000

ps
durată impuls

1-10

Hz
frecvență

10,1"

ecran
capacitiv



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aurora-star-pico-laser-laser-ndyag-avansat-pentru-tratament-dermatologic-si-estetic

PREZENTARE

Fototermoliză selectivă și efect fotomecanic

Energia laserului este direcționată exclusiv către țintă (pigment sau tatuaj), protejând pielea sănătoasă. Pigmentul este spart în particule extrem de mici, asemănătoare nisipului fin, pe care organismul le elimină eficient prin drenaj limfatic — spre deosebire de laserele Q-switched tradiționale, care îl reduc la dimensiunea pietricelelor.

1 Tratament mai rapid Numărul de ședințe se poate reduce de la 10 la doar 2-3.	2 Risc scăzut Dermul nu este afectat, iar pielea sănătoasă din jur este protejată.	3 Eficiență Descompunerea completă a pigmentului, pentru eliminarea lui completă.
---	---	--

Monitorizare continuă

Aparatul monitorizează temperatura și fluxul de apă, iar infraroșul îndepărtat se reglează în 6 trepte. Răcirea combinată cu aer și apă asigură funcționarea stabilă.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Evaluare Se analizează tatuajul sau pigmentarea și se fac fotografii.	2 Pregătire Zona se curăță; operator și client poartă ochelari de protecție.	3 Setare Se alege lungimea de undă, energia, frecvența și spotul.	4 Tratament Laserul se activează din pedală, cu impulsuri pe toată zona.
--	---	--	---

Frecvența de lucru se ajustează între 1 și 10 Hz; pentru pigment se folosesc frecvențe mici, pentru un control mai bun. Rezultatul nu trebuie să fie imediat: reacția finală a zonei tratate apare în câteva minute.

APLICAȚII

Un dispozitiv pentru o gamă largă de afecțiuni

Tatuaje	Pigmentații	Tehnologie
• Tatuaje corporale • Eyeliner • Contur de buze • Sprâncene tatuate	• Nevus Ota • Pistrui, pete de vârstă • Pete solare, pete simple • Pete de cafea	• Laser pico Nd:YAG • 532 / 1064 nm (785 opțional) • Infraroșu îndepărtat 1-6 trepte • Monitorizare temperatură și apă



Pe lângă tratarea pigmenților epidermale și dermale, congenitale sau dobândite, Aurora Star Pico Laser se folosește pentru rejuvenarea și albirea pielii.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aurora Star Pico Laser
Tip laser	Nd:YAG
Lungimi de undă	532 nm, 1064 nm (785 nm opțional)
Energie maximă	2,0 J
Frecvență de lucru	1 - 10 Hz (ajustabilă)
Durata impulsului	2000 ps
Diametrul spotului	2 - 10 mm
Putere	2000 W
Sistem de răcire	Răcire cu aer și apă
Infraroșu îndepărtat	1 - 6 trepte ajustabile
Monitorizare	Temperatură și flux de apă
Ecran	Tactil capacitiv de 10,1 inch
Alimentare	220 V / 110 V (ajustabilă)



Aurora Star Pico Laser

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament laser destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Operatorul și clientul poartă obligatoriu ochelari de protecție; nu se privește direct în lumina emisă de piesa de mână.

Nu se tratează femei însărcinate, persoane fotosensibile sau zone cu inflamații. În rezervorul de răcire se folosește doar apă purificată sau distilată.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Pielea se curăță de machiaj și produse cosmetice.
- Se verifică absența inflamațiilor în zona tratată.
- Se fac fotografii inițiale pentru comparație.
- Ochelari de protecție pentru client și operator.

După tratament

- Zona tratată poate căpăta un aspect gri-albicios (graying).
- Roșeața ușoară dispare în scurt timp.
- Zona se spală doar cu apă sau produse neiritante.
- Protecție solară și evitarea expunerii la soare.

Întreținere

- Rezervorul se umple doar cu apă pură sau distilată.
- Apa de răcire se schimbă periodic (lunar).
- Lentila piesei de mână se verifică și se curăță regulat.
- Înainte de transport, apa se golește din aparat.

Utilizare

- Energia se crește treptat, de la valori mici.
- Lungimea de undă se alege după culoarea pigmentului.
- Frecvența 1-2 Hz pentru pigment, 6-10 Hz pentru rejuvenare.
- Tratamentele se notează în fișa clientului.

Funcții și interfață

Ecran tactil capacitiv de 10,1 inch, reglaj pentru energie, frecvență, lungime de undă și infraroșu îndepărtat, cu monitorizarea temperaturii și a fluxului de apă.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate, la persoane cu epilepsie, afecțiuni cardiace sau hipertensiune necontrolată, la persoane fotosensibile sau care urmează tratamente fotosensibilizante, pe zone cu răni, inflamații sau infecții active și pe zona ochilor. Ochelarii de protecție sunt obligatorii pe toată durata tratamentului.