

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Combină Cosmetică 10 + 1 Funcții

Electroderm, Galvanoderm, Vapozone, Microdermabrazii și Altele

Combină cosmetică ce reunește funcțiile de bază ale unui tratament facial profesionist — de la vapozone și perii la electroderm, galvanoderm și microdermabrazii cu diamante.



CURĂȚARE. TRATAMENT. REGENERARE.

11 FUNCȚII ÎNTR-UN SINGUR APARAT.

11

funcții
integrate

970

W
putere

220

V
alimentare

50/60

Hz
frecvență



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/combina-cosmetica-cu-10-1-functii

PREZENTARE

Tot ce are nevoie un tratament facial complet

Combina integrează electrodermul (înalță frecvență), galvanodermul (curent continuu), vapozonele, periile, spray-ul, vacuumul, ultrasunetele, lupa, lampa Wood, ciocanul rece-cald și microdermabraziunea cu diamante, pentru circulație, detoxifiere și regenerare celulară.

1 Electroderm Electrozi din sticlă cu heliu și neon: circulație, sterilizare, diminuarea inflamațiilor.	2 Vapozon Deschide porii și pregătește tenul, cu distanță și timp adaptate tipului de ten.	3 Lampa Wood Analiza tenului la 15-20 cm, maximum 2 minute.
--	---	--

Terapii cu electroderm

Terapie indirectă pentru ten obosit, terapie directă pentru ten gras și terapie cu strălucire, maximum 10 secunde pe un punct.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Analiză Lampa Wood și lupa pentru evaluarea tenului.	2 Curățare Perii, vapozone și vacuum pentru curățare profundă.	3 Tratament Galvanoderm, ultrasunete, electroderm, microdermabraziune.	4 Finalizare Spray, ciocan rece-cald pentru calmare și închiderea porilor.
---	---	---	---

Vapozon: ten normal 25-30 cm, 3-5 min; ten gras 20-25 cm, 5-8 min; ten îmbătrânit 20-25 cm, 8-10 min; ten uscat 30-35 cm, 3 min; ten sensibil 35 cm, 5-8 min. Maximum 15 minute.

FUNCȚII

11 funcții pentru tratamente faciale complete

Curățare	Tratament	Analiză și calmare
• Perii (max. 30 min) • Vapozon (max. 15 min) • Vacuum • Spray	• Electroderm • Galvanoderm (+/-) • Ultrasunete (15 min; ochi 5 min) • Microdermabraziune cu diamante	• Lupă • Lampa Wood • Hammer rece/cald



Ultrasunetele în unde continue se folosesc 15 minute, iar în unde discontinue pentru ochi, 5 minute pentru fiecare ochi. Capetele galvanodermului au polarități diferite (+/-), pentru efectul dorit.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Combină Cosmetică cu 10 + 1 Funcții
Funcții	Electroderm, galvanoderm, perii, spray, ultrasunete, lupă, vapozone, lampa Wood, vacuum, hammer rece/cald, microdermabrazie cu diamante
Voltaj	220 V
Putere	970 W
Frecvență	50/60 Hz
Ultrasunete	Continuu 15 min; ochi 5 min / ochi
Vapozone	Max. 15 minute / tratament
Lampa Wood	15 - 20 cm, max. 2 minute
Perii	Max. 30 minute



Combină cosmetică 10 + 1 funcții

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat utilizării profesionale în saloane de cosmetică, de către personal instruit. Intensitatea se crește treptat, în funcție de sensibilitatea clientului.

Aparatul nu se folosește în baie sau lângă surse de apă, iar alimentarea trebuie să corespundă specificațiilor aparatului.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Tenul se demachiază și se curăță.
- Se stabilește tipul de ten.
- Se verifică absența rănilor și inflamațiilor.
- Accesoriiile se dezinfectează.

După tratament

- Se aplică produse calmante și hidratante.
- Protecție solară în zilele următoare.
- Se evită produsele iritante 24 de ore.
- Rezultatele se notează în fișa clientului.

Întreținere

- Capetele de lucru se curăță după fiecare client.
- Accesoriiile din sticlă se manevrează cu grijă.
- Aparatul se oprește și se scoate din priză după lucru.
- Se păstrează într-un loc uscat, fără praf.

Utilizare

- Intensitatea pornește de la minim.
- Se respectă timpii recomandați pe funcție.
- Funcțiile se combină după tipul de ten.
- Nu se lucrează pe aceeași zonă prea mult timp.

Funcții și interfață

Butoane de pornire și reglaj separate pentru fiecare funcție, cu porturi dedicate pentru fiecare cap de lucru.

IMPORTANT

Curentul galvanic și electrodermul nu se folosesc la persoane cu afecțiuni cardiace sau stimulator cardiac, cu epilepsie, diabet, la femei însărcinate, pe cuperoză, pe semne din naștere sau pe zone cu răni și inflamații, și nici la persoane cu implanturi metalice.