

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Combină Cosmetică 5 Funcții

**Vacuum, Electroderm, Spray,
Extractor și Galvanoderm**

Combină cosmetică compactă care îmbină vacuumul, electrodermul, spray-ul, extractorul și galvanodermul, pentru curățare, hidratare și rejuvenarea tenului.



CURĂȚARE. HIDRATARE. REJUVENARE.
5 FUNCȚII, 150 W.

5

funcții
integrate

150

W
putere

1-10

mA
galvanoderm

7,1

kg
greutate



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/comбина-cosmetica-cu-5-functii

PREZENTARE

Galvanoderm: penetrare forțată a produselor

Galvanodermul este un aparat de curent continuu, cu intensitate de 1-10 mA; pielea răspunde, în general, la 2-6 mA. Polaritatea produsului este identică cu cea a electrodului de pe față, ceea ce determină respingerea și penetrarea profundă a produsului, iar al doilea electrod, ținut de client, închide circuitul.

1 Dezincrustare Polul negativ (-, fir negru) curăță porii și îndepărtează impuritățile.	2 Penetrare Polul pozitiv (+, fir roșu) ajută pătrunderea loțiunilor, 4-6 minute.	3 Vacuum / spray Absorbția impurităților și pulverizarea tonicului sau a loțiunii.
--	--	---

Electroderm și extractor

Electrodermul generează înaltă frecvență pentru circulație, sterilizare și penetrare, iar acul extractor, sterilizat înainte de utilizare, curăță punctual.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Curățare Tenul se demachiază; vacuum pentru impurități.	2 Dezincrustare Galvanoderm pe polul negativ.	3 Extracție Extractorul steril pentru curățare punctuală.	4 Finalizare Electroderm, spray și penetrarea produselor.
--	--	--	--

Galvanodermul se folosește maximum 5 minute cumulat, maximum 1 minut pe fiecare zonă. Pe pielea deshidratată, intensitatea nu depășește 5-6 mA.

FUNCȚII

Cinci funcții esențiale pentru salon

Galvanoderm	Vacuum / Spray	Electroderm / Extractor
• Curent continuu 1-10 mA • Poli + / - • Max. 5 min cumulat • Max. 1 min pe zonă	• Absorbția impurităților • Pulverizare tonic • Reglaj intensitate • Port dedicat	• Înaltă frecvență • Sterilizare, circulație • Ac extractor steril • Reglaj intensitate



Pentru tenul sensibil, se poate aplica o procedură suplimentară de penetrare cu apă distilată, pentru stabilizarea tenului. Fiecare funcție are buton propriu de pornire/oprire și port dedicat.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Combină Cosmetică cu 5 Funcții
Funcții	Vacuum, electroderm, spray, extractor, galvanoderm
Voltaj	220 V (alternativ 110/220 V)
Putere	150 W
Frecvență	50/60 Hz
Intensitate galvanoderm	1 - 10 mA (piele: 2 - 6 mA)
Temperatură de operare	5 - 40 °C
Dimensiuni	43 x 33,5 x 23 cm
Greutate	7,1 kg



Combină cosmetică 5 funcții

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat utilizării profesionale în saloane de cosmetică, de către personal instruit. Intensitatea se crește treptat, în funcție de sensibilitatea clientului.

Aparatul nu se folosește în baie sau lângă surse de apă, iar alimentarea trebuie să corespundă specificațiilor aparatului.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Tenul se demachiază și se curăță.
- Se stabilește tipul de ten.
- Se verifică absența rănilor și inflamațiilor.
- Accesoriiile se dezinfectează.

După tratament

- Se aplică produse calmante și hidratante.
- Protecție solară în zilele următoare.
- Se evită produsele iritante 24 de ore.
- Rezultatele se notează în fișa clientului.

Întreținere

- Capetele de lucru se curăță după fiecare client.
- Accesoriiile din sticlă se manevrează cu grijă.
- Aparatul se oprește și se scoate din priză după lucru.
- Se păstrează într-un loc uscat, fără praf.

Utilizare

- Intensitatea pornește de la minim.
- Se respectă timpii recomandați pe funcție.
- Funcțiile se combină după tipul de ten.
- Nu se lucrează pe aceeași zonă prea mult timp.

Funcții și interfață

Buton de reglare a intensității electrodermului, butoane pornire/oprire pentru fiecare funcție și porturi dedicate pentru electroderm, galvanoderm, vacuum/spray și extractor.

IMPORTANT

Galvanodermul nu se folosește la persoane cu probleme cardiace, afecțiuni ale sistemului nervos, epilepsie sau diabet, la femei însărcinate și la persoane cu cuperoză; zonele cu semne din naștere se evită. Electrodermul trebuie ținut corect de client pe toată durata tratamentului.