

VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

DualCav 9 în 1

Aparat Profesional de Remodelare Corporală cu Criolipoliză, Cavitație și Radiofrecvență

Stație profesională pentru saloane și clinici estetice, care combină criolipoliza cu lipolaser, cavitația 40 KHz cu vacuum, radiofrecvența cu vacuum și infraroșu și radiofrecvența fracționată — pentru reducerea grăsimii localizate, celulită și fermitatea pielii, pe corp și pe față.



SLĂBIRE. REMODELARE. FERMITATE.

CORP ȘI FAȚĂ, ÎNTR-UN SINGUR APARAT.

9

capete de lucru
profesionale

-13°C

criolipoliză
cu lipolaser 660 nm

40 KHz

cavitație
cu vacuum 100 kPa

1-5 MHz

radiofrecvență
EMS RF · vacuum RF



DualCav 9 în 1 — unitatea principală cu ecran tactil și capetele de lucru Vela Vacuum, Criolipoliză cu Lipolaser și Vacuum RF

Fișă de prezentare și parametri tehnici

DESCOPERĂ PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

PREZENTARE

Remodelare corporală completă, într-un singur echipament

DualCav 9 în 1 este conceput pentru saloane și clinici estetice care vor să ofere, cu un singur aparat, proceduri de reducere a grăsimii localizate, tratament anticelulitic, remodelare corporală și tratamente de fermitate pentru corp și față. Tehnologiile pot fi folosite separat sau combinate în același protocol, în funcție de zona tratată și de obiectivul clientului.

1 Criolipoliză + Lipolaser Răcire controlată între -13°C și +5°C combinată cu lipolaser 660 nm, pentru reducerea grăsimii localizate pe talie, abdomen și coapse.	2 Cavitație 40 KHz Vela Vacuum Ultrasunete de cavitație și vacuum în același cap de lucru, pentru grăsimea localizată și celulita de pe abdomen, fese și coapse.	3 Vacuum RF + infraroșu Radiofrecvență cu vacuum și infraroșu, de 5 MHz, cu penetrare de 5-15 mm, pentru modelare și fermitate pe brațe, spate, umeri și gât.	4 RF fracționat și EMS RF Radiofrecvență fracționată prin matrice de puncte și RF cu microcurenți de 1 MHz (bipolar și tetrapolar), pentru fermitate și riduri pe față și corp.
--	---	--	--

Criolipoliză controlată: de la -13°C până la +5°C

Lipolaser 660 nm · cavitație 40 KHz · vacuum 100 kPa · EMS RF 1 MHz · vacuum RF 5 MHz · penetrare RF 5-15 mm
— capete de lucru dedicate pentru fiecare zonă a corpului și a feței.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Alege capul de lucru Selectează din ecranul principal tehnologia și capul de lucru potrivit zonei de tratat.	2 Pregătește zona Curăță pielea; pentru cavitație și RF aplică un strat de gel conductor, pe zona tratată.	3 Setează parametrii Vacuum, puls, intensitate, temperatură și durată — din ecranul tactil sau direct din cap.	4 Pornește tratamentul Apasă Start și lucrează pe zonă; tratamentul se oprește la final sau din Stop.
---	---	---	--

Capul Vela Vacuum are propriul ecran tactil de 3,5 inch, din care parametrii se pot regla în timpul tratamentului, fără a reveni la unitatea principală. Aparatul are buton de oprire de urgență și pornire cu cheie.

CAPETE DE LUCRU

9 capete de lucru profesionale, pentru fiecare zonă

Corp · Grăsime localizată și celulită	Corp · Modelare și fermitate	Față și gât · Fermitate și riduri
- Criolipoliză cu lipolaser, -13°C ... +5°C - talie, abdomen, coapse - Cavitație 40 KHz Vela Vacuum, cu ecran tactil 3,5" - abdomen, fese, coapse	- Vacuum RF cu infraroșu, 5 MHz - umeri, gât, spate, brațe - RF fracționat (Body 1) - corp - RF fracționat (Body 2) - corp	- EMS RF bipolar, 1 MHz - riduri, fermitate - EMS RF tetrapolar, 1 MHz - fermitate, lifting - RF fracționat (R) - față, zona ochilor - RF fracționat (S) - față și gât



Cap Criolipoliză + Lipolaser



Cap Cavitație 40 KHz Vela Vacuum



Cap Vacuum RF cu infraroșu 5 MHz

Capetele de lucru pentru față (EMS RF și RF fracționat) sunt ușoare, ergonomice și se schimbă rapid pe suportul aparatului. Capetele mari pentru corp sunt dedicate zonelor cu țesut adipos și se folosesc pe suprafețe întinse.

ZONE DE TRATAMENT

Rezultate vizibile, de la față la picioare

FAȚĂ ȘI ZONA SUBMENTONIERĂ Fermitate și reținere (laxitate, riduri, linii fine), conturarea feței și a gâtului, îmbunătățirea texturii pielii.	BRAȚE ȘI SPATE Reducerea circumferinței, fermitatea pielii pe brațe și spate, ameliorarea vergeturilor.
ABDOMEN ȘI TALIE Reducerea circumferinței și a grăsimii localizate, remodelare corporală, fermitate, vergeturi.	COAPSE ȘI FESE Tratament anticelulitic, reducerea circumferinței, remodelare și fermitatea pielii.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	DualCav 9 în 1
Model	DUALCAV
Tehnologii	Criolipoliză cu lipolaser, cavitație 40 KHz cu vacuum, vacuum RF cu infraroșu, RF fracționat, EMS RF
Capete de lucru	9: criolipoliză, Vela Vacuum, vacuum RF, EMS RF bipolar și tetrapolar, RF fracționat R, S, Body 1, Body 2
Temperatură criolipoliză	-13°C ... +5°C
Lipolaser	660 nm
Cavitație	40 KHz
Vacuum	100 kPa
Frecvență RF - EMS RF bipolar	1 MHz
Frecvență RF - EMS RF tetrapolar	1 MHz
Frecvență RF - Vacuum RF	5 MHz
Penetrare RF (vacuum RF)	5 - 15 mm
Ecran	Tactil capacitiv pe unitatea principală; ecran tactil 3,5" pe capul Vela Vacuum
Siguranță	Buton de oprire de urgență, pornire cu cheie
Putere	500 W
Alimentare	220 V / 110 V, 50 - 60 Hz, priză cu împământare



Vedere frontală - unitate principală cu capetele de lucru

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni
- Service propriu în România
- Instruire gratuită la achiziție
- Consultanță pentru protocoalele de tratament

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Parametrii se ajustează pornind de la valori mici, în funcție de zona tratată și de toleranța fiecărui client.

Nu se utilizează la persoane cu stimulator cardiac sau alte dispozitive electronice implantate, la femei însărcinate, pe zone cu răni nevindecate sau cu sensibilitate crescută la frig.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările post-procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului.

Înainte de tratament

- Verificați contraindicațiile și discutați cu clientul obiectivele.
- Curățați pielea; pentru cavitație și RF folosiți gel conductor.
- Pentru criolipoliză folosiți membrana de protecție recomandată.
- Începeți cu intensitate redusă și creșteți treptat.

După tratament

- Masați ușor zona tratată după criolipoliză.
- Hidratare bună – minim 2 litri de apă pe zi.
- Mișcare și alimentație echilibrată pentru rezultate optime.
- Respectați intervalul recomandat între ședințe.

Întreținere

- Curățați capetele de lucru după fiecare client, cu o lavetă moale și alcool izopropilic.
- Nu scufundați capetele de lucru în lichide.
- Nu îndoiți și nu răsuciți excesiv cablurile.
- Lăsați spațiu de ventilație în spatele și lateralele aparatului.

Conținutul pachetului

- Unitate principală DualCav 9 în 1
- 9 capete de lucru
- Cablu de alimentare și cheie de pornire
- Certificat de garanție, declarație de conformitate și manual în limba română

Funcții și interfață

Ecran tactil capacitiv cu meniu pe tehnologii, setare din ecran a vacuumului, pulsului, intensității, temperaturii și duratei, butoane Start/Stop, ecran tactil de 3,5" pe capul Vela Vacuum, buton de oprire de urgență și pornire cu cheie.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate sau care alăptează, persoane cu stimulator cardiac sau alte dispozitive electronice implantate, implanturi metalice în zona tratată, afecțiuni oncologice, epilepsie, tulburări de coagulare, pe răni nevindecate, infecții sau inflamații ale pielii. Criolipoliza nu se aplică persoanelor cu crioglobulinemie, urticarie la frig sau sindrom Raynaud. În cazul afecțiunilor cardiovasculare, diabetului, afecțiunilor dermatologice active sau al intervențiilor chirurgicale recente în zona tratată, tratamentul se face doar după evaluarea unui specialist.