

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

HIFU 22D Max

Aparat Lifting Facial și Remodelare Corporală cu Ultrasunete Focalizate Multi-Linie

Aparat HIFU profesional pentru lifting facial, fermitate și remodelare corporală, cu tehnologie multi-linie de până la 22 de linii pe impuls și două capete de lucru dedicate — 13D pentru față și 18D pentru corp.



LIFTING. FERMITATE. REMODELARE.
PÂNĂ LA 22 DE LINII PE IMPULS.

22

linii
pe impuls

2

capete
de lucru

10.000

impulsuri
per cartuș

1280

W
putere



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/hifu-22d-max-profesional-aparat-lifting-facial-si-remodelare-corporala-cu-ultrasunete-focalizate-multi-linie

PREZENTARE

Energie precisă în derm și SMAS

HIFU 22D Max livrează energia cu precizie în straturile profunde ale pielii, inclusiv în dermul profund și stratul SMAS, stimulând contracția țesuturilor și producția naturală de colagen și elastină.

Rezultatul este un efect progresiv de lifting, fermitate și redefinire a conturului, fără bisturiu și fără recuperare.

1 Cap de lucru 13D Multidimensional, pentru față și zone sensibile: lifting, contur mandibular, gât, decolteu.	2 Cap de lucru 18D RS Pentru corp: abdomen, coapse, șolduri, fese, brațe, cu distribuție uniformă a energiei.	3 Multi-linie Acoperire uniformă în timp scurt, cu consum optimizat de impulsuri.
---	--	--

Parametri reglabili pe zonă

Numărul de linii, distanța dintre linii, durata impulsului și intervalul dintre impulsuri se ajustează după zona tratată și obiectivul estetic.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Evaluare Se stabilesc zonele și adâncimile de tratat.	2 Pregătire Pielea se curăță, zona se marchează, se aplică gel.	3 Setare Se alege capul, cartușul, modul (MP / POINT) și energia.	4 Tratament Se lucrează uniform; capul se oprește la numărul setat.
--	--	--	--

Consum orientativ: față completă 300-400 impulsuri, față + gât 450-600, față + gât + decolteu 600-800, abdomen 800-1.200, coapse (o zonă) 1.000-1.500. Un cartuș permite zeci de tratamente.

CARTUȘE ȘI SETĂRI

Cartușe pentru față și corp

Cap 13D (3 cartușe)	Cap 18D RS (2 cartușe)	Setări 13D
- Standard: 1,5 / 3,0 / 4,5 mm - Opțional: 6,0 / 8,0 / 10 mm - Opțional: 13 / 16 / 18 mm - Față, gât, decolteu	- Standard: 8,0 / 13,0 mm - Opțional: 6,0 / 10 mm - Opțional: 16 / 18 mm - Tratamente corporale	- WIDTH: 2-13 rânduri - PITCH: 2,1-1,0 - LENGTH: 5-25 - INTERVAL: 1,0-5,0



Capetele folosesc motor brushless: peste 1600 rotații/minut, cuplu 30 mNm, frecvență de până la 20.000 Hz, zgomot redus, angrenaj planetar de înaltă rezistență și senzori multipli de poziție pentru poziționare exactă.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	HIFU 22D Max Profesional
Model	22D-MAX
Tehnologie	HIFU multi-linie, până la 22 de linii
Frecvență	2 MHz / 4 MHz
Capete de lucru	13D multidimensional + 18D RS
Cartușe 13D	1,5 / 3,0 / 4,5 mm (opțional 6-18 mm)
Cartușe 18D RS	8,0 / 13,0 mm (opțional 6-18 mm)
Impulsuri per cartuș	10.000
Moduri	MP (multi-point line), POINT
Putere	1280 W
Alimentare	AC 220 V
Greutate aparat	10 kg (22 kg brut)
Dimensiune pachet	32 x 53 x 37 cm, flight case



HIFU 22D Max Profesional

Pachet Visage Studio

- Unitate principală, cap 13D și cap 18D
- 3 cartușe 13D, 2 cartușe 18D, pedală
- Cutie cartușe, flight case, cablu
- Garanție 24 luni PJ, service 5 ani post-garanție

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Capul de lucru se ține ferm, perpendicular pe piele, cu gel de ultrasunete.

Nu se tratează direct globul ocular, glanda tiroidă, zonele cu nervi superficiali sau zonele cu implanturi. Energia se adaptează toleranței clientului.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Pielea se curăță de machiaj și impurități.
- Zona de tratat se marchează.
- Se aplică un strat uniform de gel de ultrasunete.
- Se alege cartușul potrivit zonei.

După tratament

- Roșeața ușoară dispare în scurt timp.
- 3 zile fără apă fierbinte, saună sau baie caldă.
- Hidratare și protecție solară.
- Efectul de lifting se accentuează în săptămâni.

Întreținere

- Cartușele se curăță după fiecare utilizare.
- Se urmărește numărul de impulsuri rămase.
- Aparatul se păstrează uscat, fără praf.
- Capul de lucru nu se lovește și nu se scapă.

Utilizare

- Energia se crește treptat, de la valori mici.
- În mai multe straturi: de la adânc la superficial.
- Liniile se trasează uniform, fără suprapuneri.
- Tratamentele se notează în fișa clientului.

Funcții și interfață

Setări pentru număr de rânduri, distanță, lungime și interval, moduri MP și POINT, cu oprire automată la numărul de impulsuri setat.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate sau care alăptează, la persoane cu stimulator cardiac ori implanturi metalice în zona tratată, pe zone cu răni, inflamații sau infecții active, direct pe globul ocular sau pe glanda tiroidă și la persoane cu afecțiuni severe ale pielii.