

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Hifu 12D Max

**Ultima Generație — Rejuvenare,
Reîntinerire, Lifting Facial și Corporal**

Aparat HIFU profesional cu sistem 12D multi-linie și două capete de lucru, pentru lifting non-invaziv, fermitate și conturare corporală — tratamente rapide, confortabile și eficiente.

LIFTING. FERMITATE. CONTUR.
12D MULTI-LINIE, 8 CARTUȘE.



8 cartușe incluse



cartușe
incluse



capete
de lucru



MHz
frecvențe



W
putere



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/hifu-12d-max-ultima-generatie-rejuvenare-reintinerire-lifting-facial-si-corporal

PREZENTARE

Colagen și elastină stimulate în profunzime

Undele ultrasonice de înaltă intensitate pătrund adânc în straturile pielii și stimulează producția de colagen și elastină, pentru un efect de lifting și fermitate. Sistemul 12D multi-linie tratează o zonă mai mare într-o singură ședință, economisind timp și crescând eficiența tratamentului.

1 Lifting facial Reducerea vizibilă a ridurilor și liniilor fine, pentru un aspect mai tânăr și mai ferm.	2 Conturare corporală Tratament pe corp pentru reducerea celulitei și conturarea zonelor cu probleme.	3 Non-invaziv Fără bisturiu, fără durere și fără timp de recuperare.
--	--	---

Rezultate vizibile imediat, care continuă în timp

Efectele se văd imediat după ședință și se îmbunătățesc în lunile următoare, datorită stimulării colagenului, putând dura 1-2 ani.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Evaluare Se stabilesc zonele de tratat și adâncimile.	2 Pregătire Pielea se curăță, zona se marchează, se aplică gel.	3 Setare Se alege capul, cartușul, modul și energia.	4 Tratament Se lucrează în linii, de la adânc la superficial.
--	--	---	--

Fiecare cap de lucru are 2 moduri de injectare (Multi Point Line), zone focale mari și posibilitate de selecție Multi Mode.

CAPETE DE LUCRU ȘI CARTUȘE

Două capete, opt cartușe incluse

Capul stâng	Capul drept	Tehnologie
• Față 1,5 mm – 5,5 MHz • Față 3,0 mm – 5,5 MHz • Față 4,5 mm – 4,0 MHz • Bărbie 6,0 mm – 4,0 MHz	• Ochi 1,5 mm – 5,5 MHz • Corp 8,0 mm – 2,0 MHz • Corp 13,0 mm – 2,0 MHz • Corp 16,0 mm – 2,0 MHz	• HIFU 12D multi-linie • Multi Point Line • Ecran color LCD tactil • Sistem de răcire



Ecranul tactil color de înaltă rezoluție oferă o interfață ușor de utilizat pentru setarea parametrilor și monitorizarea tratamentului, iar mecanismele de siguranță și răcirea asigură confortul clientului.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Hifu 12D Max
Tehnologie	HIFU, sistem 12D multi-linie
Moduri de injectare	Multi Point Line (2 moduri / cap)
Frecvențe	2 MHz, 4 MHz, 5,5 MHz
Capete de lucru	2 (stâng și drept)
Cartușe incluse	Față 1,5 / 3,0 / 4,5, bărbie 6,0, ochi 1,5, corp 8,0 / 13,0 / 16,0 mm
Ecran	Color LCD tactil, înaltă rezoluție
Putere	1280 W
Alimentare	110 - 240 V, 50/60 Hz
Greutate	7 kg



8 cartușe incluse

Hifu 12D Max

Pachet Visage Studio

- Aparatul 12D Max Hifu, set complet de cartușe
- Manual de utilizare, cabluri de alimentare
- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Capul de lucru se ține ferm, perpendicular pe piele, cu gel de ultrasunete.

Nu se tratează direct globul ocular, glanda tiroidă, zonele cu nervi superficiali sau zonele cu implanturi. Energia se adaptează toleranței clientului.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Pielea se curăță de machiaj și impurități.
- Zona de tratat se marchează.
- Se aplică un strat uniform de gel de ultrasunete.
- Se alege cartușul potrivit zonei.

După tratament

- Roșeața ușoară dispare în scurt timp.
- 3 zile fără apă fierbinte, saună sau baie caldă.
- Hidratare și protecție solară.
- Efectul de lifting se accentuează în săptămâni.

Întreținere

- Cartușele se curăță după fiecare utilizare.
- Se urmărește numărul de impulsuri rămase.
- Aparatul se păstrează uscat, fără praf.
- Capul de lucru nu se lovește și nu se scapă.

Utilizare

- Energia se crește treptat, de la valori mici.
- În mai multe straturi: de la adânc la superficial.
- Liniile se trasează uniform, fără suprapuneri.
- Tratamentele se notează în fișa clientului.

Funcții și interfață

Ecran color LCD tactil, cu selectarea capului, a cartușului și a modului, reglajul energiei și monitorizarea impulsurilor.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate sau care alăptează, la persoane cu stimulator cardiac ori implanturi metalice în zona tratată, pe zone cu răni, inflamații sau infecții active, direct pe globul ocular sau pe glanda tiroidă și la persoane cu afecțiuni severe ale pielii.