

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Stellar Pico Laser Nd:YAG

Laser Nd:YAG Multifuncțional, cu 5 Capete

Laser Nd:YAG compact, pentru îndepărtarea tatuajelor, tratamente pigmentare și rejuvenare, cu trei lungimi de undă și cinci capete — protejează zona înconjurătoare și reduce disconfortul clientului.



TATUAJE. PIGMENT. REJUVENARE.

532 / 1064 / 1320 NM, 5 CAPETE.

3

lungimi
de undă

5

capete
incluse

2000

mJ
energie maximă

<8ns

durată
puls



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/laser-ndyag-multifunctional-stellar-pico

PREZENTARE

Descompunerea pigmentului prin explozie luminoasă

Impulsurile ultrascurte ale laserului Q-Switched Nd:YAG fragmentează cromatoforii în particule microscopice, eliminate la suprafața pielii sau absorbite natural prin sistemul limfatic. Lungimea redusă a pulsului limitează răspândirea energiei spre țesutul sănătos.

1 532 nm Tatuaje roșii, roz, violet și maro deschis, sprâncene, contur buze, pistrui și pete solare.	2 1064 nm Pigmentații adânci, pete de vârstă, nevus Ota, melasmă și tatuaje negre sau albastre.	3 1320 nm Rejuvenare, albire, reducerea ridurilor și a punctelor negre, strângerea porilor.
---	--	--

Răcire în circuit închis

Comparația de răcire cu aer și apă în circuit închis asigură confortul clientului și funcționarea continuă a aparatului.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Evaluare Se analizează pigmentul sau tatuajul și se fac fotografii.	2 Pregătire Zona se curăță; operator și client poartă ochelari de protecție.	3 Setare Se alege capătul, energia, frecvența și spotul.	4 Tratament Laserul se activează cu impulsuri uniforme pe toată zona.
--	---	---	--

Tehnologia asigură fragmentarea fină a pigmentului, reducând numărul de tratamente necesare. Capetele „fără durere” pentru 1064 nm și 532 nm cresc confortul în zonele sensibile.

CAPETE DE LUCRU

Cinci capete pentru tratamente diferite

Capete incluse	Indicații	Avantaje
• Capăt 1064 nm • Capăt 532 nm • Capăt 1320 nm • 2 capete „fără durere” (1064 / 532 nm)	• Tatuaje deschise și închise • Pistrui, pete de vârstă • Melasmă, nevus Ota • Riduri, pori dilatați	• Tratament selectiv • Risc redus pentru țesutul din jur • Mai puține ședințe • Ecran tactil LCD color 8,4"



Stellar Pico acoperă îndepărtarea tatuajelor în culori deschise și închise, tratamentele pigmentare superficiale și profunde și rejuvenarea completă a pielii: riduri, textură și albire.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Laser Nd:YAG Multifuncțional Stellar Pico
Tip laser	Nd:YAG
Lungimi de undă	532 nm, 1064 nm, 1320 nm
Putere de vârf	500 W
Energie maximă	2000 mJ
Dimensiune spot	2 - 7 mm
Frecvență de lucru	1 - 10 Hz
Durata pulsului	< 8 ns
Ecran	8,4" LCD color, touch screen
Sistem de răcire	Aer și apă în circuit închis
Capete	5 (1064, 532, 1320 nm + 2 „fără durere”)
Alimentare	110 / 230 V AC, 50/60 Hz
Greutate netă	20 kg
Dimensiuni	480 x 430 x 340 mm



Stellar Pico — laser Nd:YAG multifuncțional

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament laser destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Operatorul și clientul poartă obligatoriu ochelari de protecție; nu se privește direct în lumina emisă de piesa de mână.

Nu se tratează femei însărcinate, persoane fotosensibile sau zone cu inflamații. În rezervorul de răcire se folosește doar apă purificată sau distilată.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Pielea se curăță de machiaj și produse cosmetice.
- Se verifică absența inflamațiilor în zona tratată.
- Se fac fotografii inițiale pentru comparație.
- Ochelari de protecție pentru client și operator.

După tratament

- Zona tratată poate căpăta un aspect gri-albicios (graying).
- Roșeața ușoară dispare în scurt timp.
- Zona se spală doar cu apă sau produse neiritante.
- Protecție solară și evitarea expunerii la soare.

Întreținere

- Rezervorul se umple doar cu apă pură sau distilată.
- Apa de răcire se schimbă periodic (lunar).
- Lentila piesei de mână se verifică și se curăță regulat.
- Înainte de transport, apa se golește din aparat.

Utilizare

- Energia se crește treptat, de la valori mici.
- Lungimea de undă se alege după culoarea pigmentului.
- Frecvența 1-2 Hz pentru pigment, 6-10 Hz pentru rejuvenare.
- Tratamentele se notează în fișa clientului.

Funcții și interfață

Ecran tactil LCD color de 8,4 inch, reglaj pentru energie, frecvență și spot, cu cinci capete interschimbabile.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate, la persoane cu epilepsie, afecțiuni cardiace sau hipertensiune necontrolată, la persoane fotosensibile sau care urmează tratamente fotosensibilizante, pe zone cu răni, inflamații sau infecții active și pe zona ochilor. Ochelarii de protecție sunt obligatorii pe toată durata tratamentului.