

VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Phoenix 7D UltraSculpt

**Sistem Profesional HIFU MMFU
pentru Rejuvenare Facială și
Corporală, cu 2 Capete**

Sistem de ultrasunete focalizate de mare energie (MMFU – Macro & Micro Focused Ultrasound) pentru lifting, fermitate și remodelare, fără a afecta țesuturile din jur.



LIFTING. FERMITATE. REMODELARE.
MMFU, 65-75 °C, 7 CARTUȘE.

7

cartușe
incluse

65-75

°C
în punctul focal

0,1-0,3

J
energie

20.000

impulsuri
per cartuș



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/phoenix-7d-ultrasculpt-sistem-profesional-hifu-mmfu-aparat-hifu-7d-pentru-rejuvenare-faciala-si-corporala-lifting-vergeturi-si-cicatrici-cu-2-capete

PREZENTARE

Efect mecanic, termic și de cavitație

Phoenix 7D transmite ultrasunete focalizate de mare energie la 65–75 °C în stratul țintă, producând un efect de coagulare termică fără a afecta țesuturile din jur. Sunt stimulate colagenul și elastina, pentru o piele fermă și tonifiată. Pe corp, ultrasunetele macro-focalizate distrug selectiv celulele adipoase.

1 Lifting și fermitate Acționează asupra stratului SMAS, strângând și tonifiind pielea pentru un efect de lifting vizibil.	2 Colagen și riduri Stimulează regenerarea colagenului și a elastinei, netezind ridurile și liniile fine.	3 Zona ochilor Ridicarea sprâncenelor, reducerea pungilor și netezirea ridurilor din jurul ochilor.
---	--	--

Micro-focalizare pentru față, macro-focalizare pentru corp

Pe față, cartușele micro-focalizate tratează epiderma, dermul și SMAS-ul; pe corp, cartușele macro-focalizate de 6,0, 9,0 și 13,0 mm remodelează zonele cu exces de grăsime.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Evaluare Se stabilesc zonele de tratat și straturile vizate.	2 Pregătire Pielea se curăță, iar zona se marchează.	3 Setare Se alege cartușul, energia, distanța dintre puncte și lungimea.	4 Tratament Se lucrează în linii, de la straturile profunde la cele superficiale.
---	---	---	--

Zonele cu nervi (supraorbital, cervical) nu se tratează direct. În zona ochilor, clientul ține ochii închiși, iar capul de lucru se ține ferm pe piele.

CARTUȘE ȘI APLICAȚII

Șapte adâncimi pentru față și corp

Față	Corp	Parametri
1,5 mm - epidermă, textură, pori 2,0 mm - ochi și riduri fine 3,0 mm - derm, collagen 4,5 mm - SMAS, lifting	6,0 mm - bărbie dublă, conturare 9,0 mm - lipoliză 13,0 mm - zone corporale extinse - Fermitate și reducerea celulitei	- Energie 0,1-0,3 J - Distanță între puncte 1-2 mm - Lungime 5-25 mm 20.000 impulsuri/cartuș



Pe corp, Phoenix 7D contribuie la lipoliză și remodelare, fermitate și tonifiere, precum și la reducerea aspectului de coajă de portocală, prin stimularea metabolismului celular și a drenajului limfatic.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Phoenix 7D UltraSculpt
Tip energie	Ultrasunete focalizate de mare intensitate (MMFU)
Putere de ieșire	0,1 - 0,3 J
Distanța dintre puncte	1 - 2 mm (pas 0,1 mm)
Lungime de ieșire	5,0 - 25 mm (pas 5 mm)
Temperatură în punctul focal	65 - 75 °C
Cartușe incluse	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 9,0 / 13,0 mm
Durată cartuș	20.000 impulsuri
Capete de lucru	2 (facial și corporal)
Alimentare	100 - 240 V, 50/60 Hz
Greutate	35 kg



Phoenix 7D UltraSculpt — HIFU MMFU

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Capul de lucru se ține ferm, perpendicular pe piele, cu gel de contact.

Nu se tratează direct zonele cu nervi, globul ocular, tiroida sau zone cu implanturi. Tratamentul se face de la straturile profunde la cele superficiale.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Pielea se curăță de machiaj și impurități.
- Zona de tratat se marchează.
- Se aplică gel de ultrasunete.
- Se alege cartușul potrivit zonei.

După tratament

- Roșeața ușoară dispare în scurt timp.
- Se evită saună și expunerea la soare.
- Hidratare și protecție solară.
- Efectul de lifting se accentuează în săptămâni.

Întreținere

- Cartușele se curăță după fiecare utilizare.
- Se urmărește numărul de impulsuri rămase.
- Aparatul se păstrează uscat, fără praf.
- Capetele nu se lovesc și nu se scapă.

Utilizare

- Energia se crește treptat, de la valori mici.
- În mai multe straturi: de la adânc la superficial.
- La două treceri: orizontal, apoi vertical.
- Tratamentele se notează în fișa clientului.

Funcții și interfață

Reglaj pentru energie, distanța dintre puncte și lungimea liniei, cu afișarea impulsurilor rămase pe fiecare cartuș.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate, la persoane cu stimulator cardiac sau implanturi metalice în zona tratată, pe zone cu răni, inflamații sau infecții active, pe glanda tiroidă sau direct pe globul ocular și la persoane cu afecțiuni severe ale pielii.