

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Plasma Pen 2 în 1

**Pentru Lifting, Reducere Riduri,
Îndepărtare Pete și Cicatrici**

Aparat cu două capete de lucru interschimbabile:
plasmă pentru lifting și întinerire și terapie punctuală
pentru pete pigmentare, cicatrici și vergeturi.



LIFTING. PETE. CICATRICI.
NON-INVAZIV, DOUĂ CAPETE.

2

capete
de lucru

15-150

Hz
frecvență

10-60

W
putere

11kg

greutate
totală



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/plasma-pen-2-in-1-pentru-lifting-reducere-riduri-indepartare-pete-si-cicatrici

PREZENTARE

Plasmă pentru lifting și terapie punctuală

Capătul de plasmă stimulează producția de colagen și elastină, pentru reducerea ridurilor și un efect de lifting natural. Capătul pentru terapie punctuală concentrează energia pe pete pigmentare, cicatrici și vergeturi, pentru uniformizarea tenului.

1 Capăt de lifting Glisare ușoară pe zonele cu riduri sau piele lăsată; intensitate adaptată fiecărei zone.	2 Capăt punctual Poziționare precisă cu presiune ușoară, pe pete, cicatrici post-acnee și vergeturi.	3 Acțiune controlată Energie adaptată sensibilității fiecărei zone, pentru rezultate uniforme și fără intervenții invazive.
--	---	--

Descărcare prin scânteie cu curent continuu

Suprafața de descărcare este foarte mică, pentru acțiune localizată, fără afectarea țesuturilor din jur.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Pregătire Zona se curăță și se dezinfectează.	2 Capăt Se montează capătul potrivit, cu aparatul în pauză.	3 Setare Se alege intensitatea și modul de lucru.	4 Tratament Glisare pentru lifting sau lucru punctual pe pete.
--	--	--	---

Capătul se înlocuiește doar cu aparatul în pauză. Operatorul nu atinge partea metalică a capătului în timpul lucrului, iar capetele se curăță cu ser fiziologic înainte și după fiecare utilizare.

INDICAȚII

Tratamente pentru riduri, pete și cicatrici

Lifting	Pete și cicatrici	Beneficii
- Riduri din jurul ochilor, gurii, frunte - Piele lăsată - Fermitate și întinerire - Textura pielii	- Pete pigmentare - Decolorări - Cicatrici post-acnee - Vergeturi	- Ten mai uniform - Regenerare celulară - Colagen și elastină - Aspect întinerit



Energia se alege în funcție de indicație: nivel mic pentru lifting și riduri, nivel mediu pentru pete. Pe o zonă nu se insistă mai mult de câteva secunde.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Plasma Pen 2 în 1 pentru Lifting, Reducere Riduri, Îndepărtare Pete și Cicatrici
Tehnologie	Plasmă prin descărcare cu curent continuu
Capete de lucru	Capăt de lifting cu plasmă; capăt pentru terapie punctuală
Tensiune de intrare	110 - 220 V
Frecvență de ieșire	15 - 150 Hz
Putere de ieșire	10 - 60 W
Dimensiunea pachetului	41 x 38 x 51 cm
Greutate totală	11 kg



Plasma Pen 2 în 1

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat utilizării profesionale, de către personal instruit. Nu se atinge partea metalică a capătului în timpul lucrului; capetele se schimbă doar cu aparatul în pauză.

Intensitatea se adaptează sensibilității fiecărei zone. Capetele se curăță cu ser fiziologic înainte și după fiecare utilizare.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Consultație și verificarea contraindicațiilor.
- Curățarea și dezinfectarea zonei.
- Test pe o zonă mică.
- Alegerea capătului potrivit.

După tratament

- Pot apărea mici cruste care cad natural.
- Crustele nu se îndepărtează.
- Protecție solară strictă.
- Fără machiaj pe zona tratată câteva zile.

Întreținere

- Capetele se curăță cu ser fiziologic.
- Aparatul se păstrează într-un loc uscat.
- Cablurile nu se îndoaie excesiv.
- Se folosesc doar accesoriile originale.

Conținutul pachetului

- Unitate principală
- Capăt de lifting cu plasmă
- Capăt pentru terapie punctuală
- Cablu de alimentare
- Manual de utilizare

Rezultate naturale

Ten mai uniform, riduri și cicatrici atenuate, pete estompate și piele întinerită, fără intervenții invazive.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate, la persoane cu stimulator cardiac, pe piele cu infecții, herpes activ sau inflamații, la persoane cu tendință la keloizi, cu afecțiuni ale pielii active sau cu diabet necontrolat, și nici pe pleoapa mobilă fără instruire specializată.