

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

ReTattoo Laser Q-Switch

**Aparat pentru Îndepărtarea
Tatuajelor, cu Laser Nd:YAG**

Sistem laser Q-Switch Nd:YAG cu lungimi de undă multiple (532 / 1064 / 1320 nm), pentru îndepărtarea tatuajelor multicolore și tratarea leziunilor pigmentare — pentru saloane, spa-uri și clinici.



TATUAJE. PIGMENT. ALBIRE.

3 LUNGIMI DE UNDĂ, PULS DE 10 NS.

3

lungimi
de undă

10ns

durată
puls

2000

mJ
energie maximă

500K

utilizări
piesa de mână



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-pentru-indepartarea-tatuajelor-retattoo

PREZENTARE

Fragmentarea pigmentului în nanosecunde

ReTattoo emite lumina laser la lungimi de undă specifice, într-un vârf de energie ultrascurt, de ordinul nanosecundelor. Lumina este absorbită de pigment, care se fragmentează în particule minuscule, preluate apoi de fagocite și eliminate pe cale limfatică.

1 532 nm Pentru pigmentii roșii, roz și nuanțele deschise, inclusiv leziunile pigmentare superficiale.	2 1064 nm Pentru tatuajele negre și albastre și pigmentul situat mai profund.	3 1320 nm Pentru tratamente de întinerire și albire a pielii, cu efect de uniformizare a tenului.
---	--	--

Orientare laser pentru precizie și siguranță

Modulul de orientare arată exact unde acționează laserul, iar valorile prestabilite pentru tratamente fac operarea simplă și rapidă.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Evaluare Se analizează tatuajul sau leziunea și se fac fotografii inițiale.	2 Pregătire Zona se curăță de produse cosmetice; operator și client poartă ochelari de protecție.	3 Setare Se alege lungimea de undă, energia, frecvența și dimensiunea spotului.	4 Tratament Laserul se activează din pedală, cu impulsuri pe toată zona.
--	--	--	---

Tatuajele se elimină, de regulă, în 4-10 ședințe, în funcție de vechimea tatuajului și de tipul cernelii. Tatuajele negre, albastre, roșii și roz răspund foarte bine; celelalte culori se estompează în grade diferite.

APLICAȚII ȘI TEHNOLOGII

Un singur laser pentru mai multe tratamente

Tratamente	Indicații	Tehnologie
• Îndepărtarea tatuajelor multicolore • Leziuni pigmentare • Întinerirea pielii • Albirea pielii • Leziuni vasculare	• Pete de vârstă, pistrui • Pete solare • Semne din naștere • Pigment hormonal • Ciupercă de unghii	• Q-Switch Nd:YAG • Orientare laser (aiming) • Valori prestabilite pentru tratamente • Răcire cu apă • Piesă de mână: min. 500.000 utilizări



Lampa se poate înlocui atunci când își epuizează durata de viață. Energia (1-2000 mJ) și dimensiunea spotului (2-8 mm) se ajustează în funcție de tipul pielii, culoarea și adâncimea pigmentului.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat pentru Îndepărtarea Tatuajelor ReTattoo, cu Laser
Mediu laser	Q-Switch Nd:YAG
Lungimi de undă	532 / 1064 / 1320 nm
Durată puls	10 ns
Energie la ieșire	1 - 2000 mJ
Putere maximă	600 W
Frecvență	1 - 6 Hz
Dimensiune spot	2 - 8 mm
Sistem de răcire	Răcire cu apă
Alimentare	110 / 220 V, 50/60 Hz
Durata de viață a piesei de mână	Cel puțin 500.000 de utilizări
Dimensiune pachet	60 x 60 x 92 cm
Greutate	18 kg



Sistem ReTattoo Q-Switch Nd:YAG

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament laser destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Operatorul și clientul poartă obligatoriu ochelari de protecție; fasciculul nu se orientează niciodată spre ochi.

Nu se tratează zone inflamate, femei însărcinate sau persoane fotosensibile. În rezervorul de răcire se folosește doar apă purificată sau deionizată.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Zona tratată nu prezintă inflamații.
- Pielea se curăță de machiaj și produse cosmetice.
- Se fac fotografii pentru comparație.
- Ochelari de protecție pentru client și operator.

După tratament

- Roșeața și umflarea ușoară dispar în scurt timp.
- Pot apărea cruste care cad natural în aproximativ 7 zile.
- Zona se spală doar cu apă sau produse neiritante.
- Protecție solară și evitarea expunerii la soare.

Întreținere

- Rezervorul se umple doar cu apă purificată sau deionizată.
- Piesa de mână și lentila se curăță după utilizare.
- Aparatul se păstrează într-un spațiu uscat, fără praf.
- Lampa se înlocuiește la sfârșitul duratei de viață.

Utilizare

- Energia se crește treptat, de la valori mici.
- Lungimea de undă se alege după culoarea pigmentului.
- Intervalul dintre ședințe se stabilește de operator.
- Tratamentele se notează în fișa clientului.

Funcții și interfață

Interfață prietenoasă, cu valori prestabilite pentru tratamente, orientare laser pentru precizie și activare prin pedală.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate, pe zone cu inflamații, răni sau infecții active, la persoane fotosensibile sau care urmează tratamente fotosensibilizante și pe zona ochilor. Ochelarii de protecție sunt obligatorii pe toată durata tratamentului.