# 360 Max HIFU Profesional

## Aparat Multifuncțional 25D cu HIFU, RF și EMS pentru Față și Corp




Aparat profesional multifuncțional pentru tratamente estetice non-invazive la nivelul feței și corpului, care combină tehnologia HIFU cu radiofrecvența (RF) și electrostimularea (EMS) — pentru saloane și clinici estetice.

**LIFTING. FERMITATE. CONTURARE.**

**FAȚĂ ȘI CORP, ÎNTR-UN SINGUR APARAT.**

| 3 | 3 | 9 | 15.1" |
|---|---|---|---|
| tehnologii HIFU · RF · EMS | capete de lucru profesionale | cartușe incluse standard | ecran tactil HD 2560×1440 |




360 Max HIFU Profesional — unitatea principală cu ecran tactil de 15.1 inch și capetele de lucru 15RS, 36RS, 18RS

Fișă de prezentare și parametri tehnici

**DESCOPERĂ PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO**

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

PREZENTARE

# Tratamente non-invazive pentru față și corp, într-un singur echipament

360 Max HIFU Profesional este conceput pentru utilizare în saloane și clinici estetice, oferind flexibilitate ridicată în tratamente, control precis al parametrilor și configurare adaptată diferitelor zone ale corpului. Sistemul permite utilizarea combinată sau separată a tehnologiilor HIFU, RF și EMS, în funcție de protocolul ales și de obiectivul estetic.

1

### HIFU

Ultrasunete focalizate de înaltă intensitate, care transmit energia în straturile profunde ale pielii — pentru lifting, fermitate și conturare.

2

### RF – 6.78 MHz

Radiofrecvența încălzește dermul până la aproximativ 45°C, favorizând contracția fibrelor de colagen și îmbunătățirea texturii pielii.

3

### EMS

Microcurenți pentru stimulare musculară și activare celulară, utilizați în protocoale de tonifiere și anti-aging.

**Tratament stratificat: de la 1.5 mm (epiderm) până la 13 mm (abdomen)**

Epiderm 1.5 mm · derm 3.0 mm · strat fascial 4.5 mm · zona ochilor 2.0 mm · abdomen 8.0 și 13.0 mm — cu cartușe opționale suplimentare pentru coapse și fese.

FLUX DE LUCRU

# Utilizare simplă în 4 pași

1

### Alege capul de lucru

Selectează capul de lucru și cartușul potrivit zonei; aparatul recunoaște automat cartușul.

2

### Aplică gelul

Strat subțire de gel de ultrasunete pe bază de apă, pe fereastra cartușului și pe zonă.

3

### Setează parametrii

Modul Normal, MP sau Point, energia, distanța, lungimea și numărul de impulsuri.

4

### Pornește tratamentul

Treci pe READY și eliberează energia din capul de lucru sau din pedală.

După atingerea numărului setat de impulsuri, aparatul se oprește automat. Interfața semnalează conectarea incorectă a capetelor de lucru, a cartușelor sau a pedalei.

CAPETE DE LUCRU ȘI CARTUȘE

# 3 capete de lucru profesionale, 9 cartușe incluse standard

| 15RS · Față și ochi | 36RS · Față HIFU + RF/EMS | 18RS · Corp |
|---|---|---|
| Standard (4 cartușe):<br>• 1.5 mm – epiderm<br>• 3.0 mm – derm<br>• 4.5 mm – strat fascial<br>• 2.0 mm – zona ochilor<br>Opțional:<br>• 6.0 mm, 9.0 mm, 13.0 mm – corp | Standard (3 cartușe):<br>• 1.5 mm – epiderm<br>• 3.0 mm – derm<br>• 4.5 mm – strat fascial<br>• Tehnologie „micro pulse ultrasound”, focalizare liniară în matrice de puncte<br>• Mod RF sau EMS; energia se eliberează din pedală | Standard (2 cartușe):<br>• 8.0 mm – abdomen<br>• 13.0 mm – abdomen<br>Opțional:<br>• 6.0 mm și 10.0 mm – coapse<br>• 16.0 mm și 18.0 mm – fese |



Cap de lucru 15RS



Cap de lucru 36RS



Cap de lucru 18RS

Fiecare cap de lucru are buton de control al energiei, indicator luminos de funcționare și sistem de schimbare rapidă a cartușelor. Cartușele sunt consumabile și se înlocuiesc după epuizarea numărului de utilizări disponibile.

MODURI DE LUCRU

# Control precis, adaptat fiecărui client

### NORMAL MODE

Setare completă: energie, distanță între puncte (pitch), lungime și număr de impulsuri.

### MP MODE

Multi-punct, pentru intensificare locală pe zonele care au nevoie de lucru suplimentar.

### POINT MODE

Mod punctiform, potrivit pentru pielea sensibilă și delicată.

### MANUAL SAU PEDALĂ

Energia se eliberează din butonul capului de lucru sau din pedală; memorie M1 · M2 · M3.

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

FIȘĂ TEHNICĂ

# Parametri tehnici principali

| | |
|---|---|
| Denumire produs | **360 Max HIFU Profesional** |
| Model | **360 MAX** |
| Tehnologii | **HIFU, radiofrecvență (RF) și electrostimulare (EMS)** |
| Capete de lucru | **15RS (față și ochi), 36RS (față), 18RS (corp)** |
| Cartușe incluse | **9 cartușe standard** |
| Frecvențe ultrasunete | **2 MHz, 4 MHz, 5.5 MHz** |
| Radiofrecvență | **6.78 MHz** |
| Energie ultrasunete | **0.1 – 3.0, reglabilă în pași de 0.1** |
| Interval repetare | **0.1 – 1.0 s, reglabil în pași de 0.1 s** |
| Lungime zonă tratată | **5 – 25 mm, reglabilă în pași de 5 mm** |
| Distanță între puncte | **0.1 – 2.0 mm, reglabilă în pași de 0.1 mm** |
| Moduri de lucru | **Normal, MP, Point** |
| Ecran | **Tactil 15.1 inch, rezoluție 2560 × 1440** |
| Putere | **1180 W** |
| Alimentare | **AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, priză cu împământare** |
| Greutate aparat | **10 kg** |
| Greutate cu ambalaj | **20 kg** |
| Dimensiuni ambalaj | **60 × 43 × 57 cm** |




Vedere frontală · unitate principală cu 3 capete de lucru

## Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni
- Service propriu în România
- Instruire gratuită la achiziție
- Cartușe de schimb disponibile pe visagestudio.ro

## Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Se folosește doar gel de ultrasunete pe bază de apă, iar energia se ajustează de la valori mici către valoarea potrivită fiecărui client.

Nu se utilizează la persoane cu stimulator cardiac sau alte dispozitive electronice implantate, implanturi metalice în zona tratată, la femei însărcinate sau pe zone cu răni nevindecate.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

# Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările post-procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

## Înainte de tratament

- Curățați zona de lucru și aplicați un strat subțire de gel, fără bule de aer.
- Folosiți doar gel de ultrasunete pe bază de apă.
- Nu repetați tratamentul pe aceeași zonă de mai mult de 3 ori consecutiv.
- Întrebați clientul despre senzații pe parcursul procedurii.

## După tratament

- Fără apă fierbinte pe față timp de o săptămână.
- Hidratare, măști reparatoare și protecție solară.
- Fără saună, masaj facial sau expunere la soare în prima săptămână.
- Fără alte aparate pe față (RF, microcurenți, ultrasunete) 1-2 săptămâni.

## Întreținere

- Curățați cartușul și capul de lucru cu o lavetă moale și alcool izopropilic 90%.
- Nu scufundați capetele de lucru și cartușele în lichide.
- Nu răsuciți și nu îndoiți excesiv cablurile capetelor de lucru.
- Lăsați minim 20 cm spațiu de ventilație în spatele și lateralele aparatului.

## Conținutul pachetului

- Unitate principală 360 Max HIFU Profesional
- Capete de lucru 15RS, 36RS și 18RS
- 9 cartușe standard incluse
- Pedală de control și cablu de alimentare
- Siguranțe de rezervă, certificat de garanție și manual

## Funcții și interfață

Ecran tactil HD de 15.1 inch, recunoaștere automată a capului de lucru și a cartușului, contor al impulsurilor rămase și folosite pentru fiecare cartuș, 3 memorii de setări (M1, M2, M3), avertizare la temperatură și la conectarea incorectă a capetelor de lucru sau a pedalei.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la copii, femei însărcinate, persoane cu stimulator cardiac sau alte dispozitive electronice implantate, implanturi ori stenturi metalice sau materiale de umplere (de ex. silicon) în zona tratată, pe răni nevindecate ori pe zone cu acnee severă, și nici în zona ochilor, unde ultrasunetele pot ajunge direct la ochi. În cazul afecțiunilor cardiovasculare, diabetului, epilepsiei, tulburărilor de coagulare, afecțiunilor dermatologice active sau la persoane peste 65 de ani, tratamentul se face doar după evaluarea unui specialist.