VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE
PENTRU STANDARDE ÎNALTE

EMS-Endoroller

Aparat 2-în-1: stimulare musculară HIFEM și masaj cu role

Stimulare musculară electromagnetică de 13 Tesla pe 2 aplicatoare independente, plus role cu bile pentru corp, față și gât, într-un singur aparat cu ecran tactil.



TONIFIAZĂ. REMODELEAZĂ.
DOUĂ TEHNOLOGII, UN SINGUR APARAT.

13 T	2	2	30 min
intensitate câmp magnetic	aplicatoare HIFEM	role corp și față	ședință pe zonă

Fișă de prezentare și parametri tehnici

DESCOPERĂ PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

PREZENTARE

Contracții musculare intense, fără efortul clientului

Câmpul electromagnetic HIFEM ajunge în stratul muscular și declanșează contracții puternice și repetate, pe care antrenamentul obișnuit nu le poate reproduce. Clientul stă întins, iar aplicatoarele fixate cu benzi lucrează fără operator. Rolele Endoroller completează tratamentul cu masaj prin compresie și vibrație.

01

Tonifiere

Contracții intense pentru mușchi mai fermi pe abdomen, fese, brațe și coapse.

02

Remodelare

Contracțiile susțin programele de reducere a țesutului adipos din zona tratată.

03

Aspectul pielii

Rolele activează circulația și drenajul și îmbunătățesc aspectul celulitei.

2 aplicatoare HIFEM independente

Lucrează sincronizat pe aceeași zonă sau separat, pe zone diferite, fiecare cu propriii parametri de frecvență, intensitate și timp.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1

Alege modul

Automat (5 programe) sau manual (F1–F3).

2

Fixează aplicatoarele

Pe zona tratată, cu benzile incluse.

3

Reglează intensitatea

De la 1 la 12, crescând treptat.

4

Pornește ședința

Implicit 30 de minute pe zonă.

La prima pornire rezervorul se umple cu apă pură. Aparatul nu funcționează niciodată fără apă.

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

SERVICII PENTRU SALON

Ce poți oferi clienților

HIFEM și Endoroller acoperă tonifierea, remodelarea și îngrijirea pielii, ușor de combinat în pachete.

HIFEM

- Tonifiere musculară
- Remodelare abdomen și talie
- Conturarea feselor
- Brațe și coapse mai ferme

Endoroller corp

- Masaj prin compresie
- Activarea circulației și drenajului
- Aspectul celulitei
- Relaxare musculară

Endoroller față

- Rolă mică cu 60 de bile
- Masaj pentru față și gât
- Tonusul pielii
- Lumină roșie, albastră, verde

PROGRAME HIFEM

Mod automat și mod manual

Automat: alegi sexul, zona și programul. Manual: setezi frecvența, intensitatea și timpul.

HIIT
Contracții de mare intensitate.

MODELARE
Pentru conturare și fermitate.

SLĂBIRE
Pentru programe de remodelare.

F1–F3
Frecvențe 1–100 Hz în manual.



Aplicatoarele HIFEM și rolele pe suport

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Intensitate câmp magnetic	13 Tesla
Aplicatoare HIFEM	2, sincronizate sau independente
Putere de ieșire	1500–5000 W
Frecvență de ieșire	1–150 Hz
Durata impulsului	300 µs
Consum	2,3 kVA
Rola mare (corp)	450 rpm, 50 de bile
Rola mică (față și gât)	410 rpm, 60 de bile
Reglaje Endoroller	10 viteze, rotație în ambele sensuri, 5 memorii
Răcire	Cu apă, circuit intern
Alimentare	AC 110–220 V
Temperatură de funcționare	5–40 °C



Vedere de ansamblu Aparat cu răcire cu apă, ecran tactil

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni
- Service propriu în România
- Training gratuit și suport tehnic
- Manual în limba română
- Finanțare în rate

Siguranță și utilizare responsabilă

HIFEM nu se aplică pe cap, gât sau zona inimii. Intensitatea se crește treptat, după toleranța clientului. Maximum 1 oră pe aceeași zonă și 1,5 ore de tratament pe zi.

Nu se lucrează în sarcină, alăptare, în timpul menstruației (pe abdomen), la persoanele cu stimulator cardiac, implanturi metalice sau electronice, epilepsie, afecțiuni cardiace, hipertensiune necontrolată, afecțiuni tiroidiene sau tumori.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Echipament destinat uzului profesional, non-medical.

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și întreținere

Recomandări practice pentru ședințe confortabile și o durată de viață cât mai lungă a aparatului.

Pregătirea ședinței

- Verifică nivelul apei înainte de pornire.
- Lasă aparatul pornit 2–3 minute înainte de lucru.
- Clientul își scoate obiectele metalice.

În timpul ședinței

- Începe cu intensitate redusă.
- Fixează bine aplicatoarele cu benzile.
- Urmărește permanent senzația clientului.

Întreținere

- Schimbă apa lunar (la 15 zile la uz intens).
- Golește apa înainte de transport.
- Curăță accesoriile după fiecare client, fără alcool.

Amplasare

- Lasă 30 cm liberi în jurul aparatului.
- Priză cu împământare și tensiune stabilă.
- Încăpere uscată, 5–40 °C.

Funcții principale

HIFEM 13 Tesla pe 2 aplicatoare · 5 programe automate și mod manual · intensitate 1–12 · rolă corp 450 rpm și rolă față 410 rpm · bile din silicon și metal · răcire cu apă · ecran tactil.

IMPORTANT

Tratamentele HIFEM și Endoroller nu înlocuiesc tratamentele medicale. Pentru orice defecțiune, oprește aparatul și contactează service-ul Visage Studio.