VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE
PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Aparat presoterapie cu infraroșu PresoFit

Drenaj limfatic și termoterapie, costum complet

Presoterapie prin compresie pneumatică, combinată cu infraroșu pe 5 zone, pentru drenaj limfatic, remodelare și relaxare.



DRENEAZĂ. ÎNCĂLZEȘTE.
DOUĂ TRATAMENTE ÎNTR-O ȘEDINȚĂ.

5	7	5	80°C
zone infraroșu	niveluri de presiune	moduri de presiune	temperatură maximă

Fișă de prezentare și parametri tehnici

DESCOPERĂ PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

PREZENTARE

Presoterapie și infraroșu, simultan

Costumul se umflă și se dezumflă secvențial, pentru masaj prin compresie și drenaj limfatic, iar căldura infraroșie, reglabilă între 35 și 80 °C, completează tratamentul pe zonele alese.

01

Drenaj limfatic

Compresia secvențială reduce senzația de picioare grele și retenția de apă.

02

Remodelare

Presiune și căldură în programele de contur corporal și pentru aspectul celulitei.

03

Relaxare

La presiune și temperatură moderate, relaxează musculatura.

Infraroșu pe 5 zone independente

ARM-1 și ARM-2 pentru brațe, WAIST pentru talie, LEG-1 și LEG-2 pentru picioare. Pornești căldura doar pe zonele de care ai nevoie.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1

Îmbracă costumul

Clientul fără obiecte ascuțite sau metalice.

2

Conectează

Furtunurile și cablurile la unitate.

3

Reglează

Modul, presiunea și temperatura.

4

Pornește

Ședința recomandată: 30 de minute.

Presiunea și temperatura se cresc treptat. Dacă pe ecran apare „EO”, verifică conectarea furtunurilor și a cablurilor.

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

MODURI DE LUCRU

Presiune, ritm și căldură reglabile

Adaptezi fiecare ședință la client, de la un masaj blând la un drenaj intens.

5 moduri de presiune

- Brațe
- Talie
- Picior 1 și picior 2
- Circulator: brațe → talie → picioare

6 moduri de umflare

- Umflare 2, 4 sau 6 secunde
- Umflare 8, 10 sau 12 secunde
- Dezumflare 1 secundă
- 7 niveluri de presiune

Infraroșu

- 5 zone independente
- 35–80 °C
- Doar presoterapie sau ambele
- Maximum 90 de minute

SERVICII PENTRU SALON

Drenaj, remodelare, detox, relaxare

Ședința rulează fără operator, iar terapeutul poate pregăti următoarea procedură.

DRENAJ LIMFATIC
Senzația de picioare ușoare.

REMODELARE
Programe de contur corporal.

DETOX COSMETIC
Transpirație prin căldură.

RECUPERARE
Relaxare după efort.



Costum, furtunuri de aer și cabluri

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Tehnologie	Presoterapie + infraroșu
Putere	500 W
Alimentare	220–240 V, 50 Hz
Moduri de presiune	5 (brațe, talie, picior 1, picior 2, circulator)
Moduri de umflare	6 (umflare 2–12 s, dezumflare 1 s)
Niveluri de presiune	7
Zone infraroșu	5, independente
Temperatură infraroșu	35–80 °C
Durata ședinței	max. 90 min (recomandat 30 min)



Costum complet și unitatea de comandă Costum pentru brațe, talie și picioare

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni
- Service propriu în România
- Training gratuit și suport tehnic
- Manual în limba română
- Finanțare în rate

Siguranță și utilizare responsabilă

Durata recomandată a unei ședințe este de 30 de minute. Aparatul nu se scoate din priză în timpul funcționării, iar costumul deteriorat nu se mai folosește.

Nu se folosește în sarcină, la persoanele cu afecțiuni cardiace sau stimulator cardiac, tromboză, varice severe, afecțiuni maligne sau leziuni ale pielii pe zonele tratate.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Echipament destinat uzului profesional, non-medical.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și întreținere

Recomandări practice pentru ședințe confortabile și pentru o durată de viață cât mai lungă a costumului.

Pregătirea ședinței

- Clientul își scoate bijuteriile și cureaua.
- Îmbracă și fixează costumul cu scai.
- Conectează furtunurile și cablurile.

În timpul ședinței

- Pornește de la presiune minimă.
- Crește treptat temperatura.
- Urmărește confortul clientului.

Întreținere

- Oprește aparatul înainte de deconectare.
- Curăță costumul după fiecare client.
- Depozitează costumul fără pliuri strânse.

Combinații recomandate

- Termocuvertă pentru împachetări.
- Masaj cu vibrații.
- Electrostimulare pentru tonifiere.

Funcții principale

Presoterapie cu 5 moduri de presiune · 6 ritmuri de umflare · 7 niveluri de presiune · infraroșu pe 5 zone, 35–80 °C · costum complet pentru brațe, talie și picioare.

IMPORTANT

Presoterapia nu înlocuiește tratamentele medicale. Pentru orice defecțiune, oprește aparatul și contactează service-ul Visage Studio.