VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

**VISAGE STUDIO**

**ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE**
**PENTRU STANDARDE ÎNALTE**

# Aparat Tecar 448K

## Radiofrecvență 448 kHz, moduri CAP, RES și JMD

Căldură în profunzimea țesuturilor pentru lifting facial, remodelare corporală și masaj de relaxare, cu 8 electrozi interschimbabili și ecran tactil.




**ÎNCĂLZEȘTE. FERMIZEAZĂ.**
**FAȚĂ ȘI CORP CU ACELAȘI APARAT.**

| 448 | 3 | 8 | 6,2 kg |
|---|---|---|---|
| kHz frecvență | moduri CAP, RES, JMD | electrozi interschimbabili | aparat compact |

Fișă de prezentare și parametri tehnici

**DESCOPERĂ PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO**

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

PREZENTARE

# Căldură în profunzime, confortabilă la suprafață

La 448 kHz, energia de radiofrecvență produce căldură treptat în straturile profunde ale țesutului, nu doar la suprafața pielii. Clientul simte o căldură plăcută, iar senzorul de temperatură integrat ajută la un lucru controlat și sigur.

01

### CAP – capacitiv

Electrozi ceramici pentru straturile superficiale: fermitate și luminozitate pe față.

02

### RES – rezistiv

Electrozi metalici pentru încălzire profundă în zonele corporale.

03

### JMD – fascie

Capăt de lucru pentru masajul fasciei și relaxarea musculaturii tensionate.

**4 electrozi pentru fiecare mod**

Electrozi mari și mici pentru corp și pentru față, ceramici (CAP) și metalici (RES), aleși în funcție de zona tratată.

FLUX DE LUCRU

# Utilizare simplă în 4 pași

1

### Alege modul

RES, CAP sau JMD și electrodul potrivit.

2

### Placa neutră

În contact cu corpul clientului.

3

### Produs conductor

Aplicat uniform pe zona tratată.

4

### Start

Electrodul în mișcare continuă pe piele.

Începe cu intensitate redusă și crește treptat, întrebând permanent clientul cum simte căldura. Electrodul nu stă pe loc.

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

SERVICII PENTRU SALON

# Ce poți oferi clienților

Un singur aparat compact acoperă tratamente faciale, corporale și de relaxare.

### Față

- Lifting și fermitate
- Atenuarea ridurilor fine
- Conturul feței și bărbiei
- Ten mai luminos

### Corp

- Remodelare corporală
- Abdomen, talie, coapse, brațe
- Fermitatea pielii post-partum
- Combinat cu presoterapie

### Relaxare

- Masajul fasciei cu JMD
- Spate, umeri, gât, picioare
- Senzație de tensiune musculară
- Oboseală după efort

ELECTROZI

# Corp mare, corp mic, față mare, față mic

Fiecare mod (CAP și RES) are 4 electrozi interschimbabili.

**CORP MARE**
Suprafețe mari: abdomen, coapse.

**CORP MIC**
Brațe, genunchi, zone mici.

**FAȚĂ MARE**
Obraji, gât, decolteu.

**FAȚĂ MIC**
Frunte, contur, zone fine.




Electrozii ceramici și metalici pe suport

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

FIȘĂ TEHNICĂ

# Parametri tehnici principali

| | |
|---|---|
| **Frecvență** | 448 kHz |
| **Moduri de lucru** | RES, CAP, JMD (masajul fasciei) |
| **Electrozi** | 4 ceramici (CAP) + 4 metalici (RES) |
| **Putere** | 600 W |
| **Control temperatură** | Senzor de temperatură integrat |
| **Comandă** | Ecran tactil: timp, intensitate, putere în timp real |
| **Alimentare** | 220 V, 50 Hz |
| **Dimensiuni aparat** | 34 × 46 × 25 cm |
| **Greutate** | 6,2 kg (7,8 kg cu ambalaj) |
| **Dimensiuni colet** | 62,5 × 43 × 23,2 cm |
| **Temperatură de funcționare** | 10–40 °C |




**Vedere de ansamblu** 34 × 46 × 25 cm · 6,2 kg

## Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni
- Service propriu în România
- Training gratuit și suport tehnic
- Manual în limba română
- Finanțare în rate

## Siguranță și utilizare responsabilă

Aparatul este destinat tratamentelor de înfrumusețare și relaxare, nu este un dispozitiv medical. Se recomandă utilizarea de către personal instruit, cu intensitate crescută treptat.

Nu se lucrează în sarcină, la persoanele cu stimulator cardiac sau aritmii, afecțiuni cardiace, epilepsie, hipertensiune severă, diabet, afecțiuni oncologice, febră, infecții, implanturi metalice sau fire de aur în zona feței, pe pielea cu leziuni sau pe mucoase.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Echipament destinat uzului profesional, non-medical.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

# Utilizare corectă și întreținere

Recomandări practice pentru ședințe confortabile și o durată de viață cât mai lungă a aparatului.

## Pregătirea ședinței

- Verifică conexiunile cablurilor.
- Clientul își scoate bijuteriile metalice.
- Așază placa neutră în contact cu corpul.

## În timpul ședinței

- Începe cu intensitate redusă.
- Menține electrodul în mișcare.
- Întreabă permanent clientul cum simte căldura.

## Întreținere

- Curăță electrozii după fiecare client.
- Fără perii sau soluții abrazive pe carcasă.
- Verifică aparatul dacă n-a fost folosit 2 săptămâni.

## Amplasare

- Priză cu împământare, 220 V.
- Minimum 5 cm liberi pentru ventilație.
- Departe de surse de apă și de aparate cu microunde.

## Funcții principale

Radiofrecvență 448 kHz · moduri CAP, RES și JMD · 8 electrozi interschimbabili pentru față și corp · senzor de temperatură · ecran tactil · placă neutră din inox.

**IMPORTANT**

După o intervenție chirurgicală facială se așteaptă cel puțin 3 luni. Pentru orice defecțiune, oprește aparatul și contactează service-ul Visage Studio.