VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

HydraGlow 14

Combină Cosmetică Facială 14 în 1 cu Hidrodermabraziune, Lampă LED PDT, Radiofrecvență, Mezoterapie fără Ace și Oxigen



Stație profesională pentru tratamente faciale complete: curățare cu bule active și hidrodermabraziune, exfoliere ultrasonică, jet apă-oxigen, plasmă, ultrasunete, radiofrecvență pentru față și ochi, role cu microcurenți, ciocan cald-rece, mezoterapie fără ace, mască de oxigen și lampă LED PDT — toate controlate dintr-un singur ecran tactil HD.

CURĂȚARE. HIDRATARE. LIFTING. LUMINĂ.

UN TRATAMENT FACIAL COMPLET, ÎNTR-UN SINGUR APARAT.

14	1098	-10°C	HD
funcții într-un singur aparat	LED-uri lampă PDT	ciocan cald-rece până la +50°C	ecran tactil rotire 180°



HydraGlow 14 — lampa LED PDT cu 1098 LED-uri, pe braț reglabil

Fișă de prezentare și parametri tehnici

DESCOPERĂ PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

PREZENTARE

Tratament facial complet, într-un singur aparat

HydraGlow 14 este conceput pentru saloane și clinici estetice care vor să ofere, cu un singur echipament, tratamente de tip hydrafacial, curățare profundă, hidratare, lifting facial non-invaziv și fototerapie LED. Funcțiile pot fi folosite separat sau combinate în același protocol, în funcție de tipul de ten și de obiectivul clientului.

1
Curățare profundă
Pen cu bule active, hidrodermabraziune cu aspirare și apă, skin scrubber ultrasonic și plasmă pentru tenul gras.

2
Hidratare și oxigen
Jet fin de apă și oxigen în timpul tratamentului și mască de oxigen 2–3 L/min la final.

3
Lifting și fermitate
RF multipolar pentru față, RF bipolar pentru ochi și 2 role bio-lifting cu microcurenți.

4
Absorbție și lumină
Ultrasunete, mezoterapie fără ace, ciocan cald-rece și lampă LED PDT cu 7 culori.

Lampă LED PDT cu 1098 LED-uri
Roșu · albastru (415 nm) · verde și culori mixte: violet, galben, portocaliu, cyan — 3 programe automate (roșu + albastru, roșu + verde, roșu + mixt) sau culoare la alegere, cu intensitate reglabilă

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1
Alege funcția
Din ecranul tactil se alege capul de lucru potrivit etapei de tratament.

2
Pregătește tenul
Demachiere, curățare; flacoanele A și D cu soluțiile potrivite.

3
Setează parametrii
Intensitate, timp, mod, temperatură sau culoarea luminii.

4
Pornește tratamentul
Start / Pauză din ecran; capul se ține complet pe piele.

Ecranul tactil HD se reglează pe înălțime și se rotește la 180°, iar aspirarea, debitul de apă și debitul de oxigen se reglează din butoanele de pe panoul frontal. Aparatul semnalizează când flaconul de apă uzată este plin.





CAPETE DE LUCRU

12 capete de lucru, mască de oxigen și lampă LED PDT

Curățare și exfoliere	Tratament și lifting	Hidratare, calmare și lumină
• Hidrodermabraziune (aspirare + apă) • Pen cu bule active • Skin scrubber ultrasonic • Cap cu plasmă – sondă mare și mică	• Ultrasunete – absorbția produselor • RF multipolar – față • RF bipolar – ochi • Role bio-lifting ×2 (microcurenți) • Mezoterapie fără ace (RF / EMS)	• Pen apă-oxigen • Ciocan cald-rece -10…+50°C • Perie bio-fotonică (scalp, gât) • Mască de oxigen 2–3 L/min • Lampă LED PDT 1098 LED-uri


Hidrodermabraziune


Pen cu bule active


Skin scrubber


Plasmă


RF multipolar – față


RF bipolar – ochi


Role bio-lifting


Mezoterapie fără ace

Capetele de lucru sunt ușoare, ergonomice și au conexiuni dedicate pe suporturile din stânga și din dreapta aparatului. Fiecare funcție are propriul ecran de lucru, cu parametri și indicații de utilizare.

OBIECTIVE DE TRATAMENT

Rezultate vizibile, de la curățare la luminozitate

CURĂȚARE PROFUNDĂ
Pori dilatați, ten gras sau mixt, impurități și celule moarte – zona T și toată fața.

HIDRATARE ȘI LUMINOZITATE
Ten deshidratat, tern sau obosit – jet apă-oxigen, mască de oxigen, lumină LED.

FERMITATE ȘI LIFTING
Linii fine, conturul feței și zona ochilor – RF, role bio-lifting, mezoterapie fără ace.

SCALP ȘI GÂT
Masaj și relaxare a scalpului, gâtului și cefei cu peria bio-fotonică.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	**Combină cosmetică facială HydraGlow 14**
Model	**HYDRAGLOW 14**
Funcții	**14: 12 capete de lucru, mască de oxigen, lampă LED PDT**
Tehnologii	**Hidrodermabraziune, apă cu bule, skin scrubber, jet apă-oxigen, plasmă, ultrasunete, RF multipolar și bipolar, microcurenți, cald-rece, mezoterapie fără ace, oxigenoterapie, fototerapie LED**
Ecran	**Tactil HD, reglabil pe înălțime, rotire 180°**
Lampă LED PDT	**1098 LED-uri; roșu, albastru (415 nm), verde și culori mixte (violet, galben, portocaliu, cyan); 3 programe automate**
Ciocan cald-rece	**-10°C … +50°C**
Oxigenoterapie	**debit reglabil, recomandat 2–3 L/min**
Hidrodermabraziune	**aspirare, debit apă și temperatură reglabile; flacoane A și D**
Moduri de lucru	**continuu, puls scurt, puls lung**
Mezoterapie fără ace	**RF / EMS, M1 / M2, viteză și doză reglabile, curățare automată**
Alimentare	**100–220 V ±10%, 50/60 Hz**
Condiții de funcționare	**5–40°C, umiditate max. 80%**



Vedere 3/4 – unitatea principală cu capetele de lucru

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni
- Service și suport tehnic în România
- Instruire la achiziție
- Consultanță pentru protocoalele de tratament

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale în saloane, de către personal instruit. Nu este un dispozitiv medical. Parametrii se ajustează pornind de la valori mici, în funcție de zona tratată și de toleranța clientului.

Nu se utilizează în sarcină, la persoane cu stimulator cardiac sau alte dispozitive electronice implantate, pe pielea alergică, inflamată sau arsă de soare.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului.

Înainte de tratament

- Verificați contraindicațiile și discutați cu clientul obiectivele.
- Clientul își îndepărtează bijuteriile metalice.
- Demachiați și curățați tenul înainte de primul cap de lucru.
- Dezinfectați capetele cu alcool înainte de fiecare client.

După tratament

- Aplicați o mască hidratantă și recomandați hidratarea pielii.
- Recomandați protecție solară în zilele următoare.
- Respectați intervalul recomandat între ședințe.

Întreținere

- Rezervorul intern se umple doar cu apă purificată sau distilată; se schimbă la 30 de zile.
- Clătiți circuitul de aspirare cu apă purificată după utilizare.
- Curățați pen-ul de mezoterapie cu ser fiziologic, prin funcția de curățare automată.
- Goliți flaconul de apă uzată când aparatul semnalizează; verificați filtrul.

Conținutul pachetului

- Unitate principală HydraGlow 14 cu lampă LED PDT
- 12 capete de lucru și mască de oxigen
- Flacoane A și D, cablu de alimentare
- Certificat de garanție, declarație de conformitate și manual în limba română

Funcții și interfață

Ecran tactil HD cu meniu pentru toate cele 14 funcții; pentru fiecare se setează intensitatea, timpul, modul de lucru, temperatura sau culoarea luminii. Butoane separate pentru aspirare, debit de apă și debit de oxigen; Start / Pauză din ecran.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează în sarcină, la persoane cu stimulator cardiac sau alte dispozitive electronice implantate, la persoane cu bypass cardiac, pe pielea alergică, inflamată sau arsă de soare, ori după intervenții chirurgicale faciale sau exfolieri profunde recente, înainte de perioada de refacere. Pe pielea foarte subțire sau cu capilare vizibile se lucrează cu precauție, la intensitate redusă. Aparatul nu se amplasează lângă echipamente cu microunde sau unde scurte.