

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Hidrodermabraziune 11 în 1

**Biolifting, Ultrasunete, Skin Scrubber,
Oxigen Hiperbaric, Termosoc, RF,
H2O2, Mască LED**

Aparat multifuncțional care integrează hidrodermabraziune, biolifting, ultrasunete și oxigenare hiperbarică — pentru lifting, hidratare și curățare profundă, într-un singur echipament.



CURĂȚARE. HIDRATARE. LIFTING.

11 FUNCȚII, 350 W.

11

funcții
integrate

10-42

°C
termosoc

350

W
putere

100-240

V
alimentare



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-hidrodermabraziune-11-in-1-biolifting-ultrasunete-skin-scrubber-oxigen-hiperbaric-termoso-c-ultrasunete-ochi-radiofrecventa

PREZENTARE

Curățare, hidratare și lifting într-un singur tratament

Hidrodermabraziunea curăță tenul și îi redă un aspect plăcut, fiind confortabilă în timpul tratamentului. Ultrasunetele, bioliftingul și radiofrecvența acționează asupra structurii dermului, iar oxigenul hiperbaric și H2O2 susțin hidratarea, elasticitatea și tonusul tenului.

1 Hidrodermabraziune Curățare profundă, decongestionare și îndepărtarea impurităților.	2 Biolifting și RF Reorganizează structura dermului, stimulează colagenul; lifting, cicatrici, vergeturi.	3 Oxigen hiperbaric Hidratare pentru orice vârstă, cu susținerea elasticității și tonusului.
---	--	---

Termosoc de la 10 °C la 42 °C

La 10 °C: tonifiere, lifting, reducerea porilor, inflamațiilor și roșeții, calmarea acneei. La 42 °C: relaxarea mușchilor, stimularea circulației, eliminarea toxinelor.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Curățare Hidrodermabraziune și skin scrubber.	2 Tratament Ultrasunete, biolifting sau RF, după tipul de ten.	3 Hidratare Oxigen hiperbaric și H2O2.	4 Finalizare Termosoc și mască LED.
--	---	---	--

Ultrasunetele pentru ochi reduc ridurile din jurul ochilor, îmbunătățesc aspectul cearcănelor și accelerează penetrarea produselor cosmetice.

FUNCȚII

11 funcții pentru tratamente faciale complete

Curățare	Lifting și regenerare	Hidratare și calmare
• Hidrodermabraziune • Skin scrubber (față, frunte, nas) • Oxigenare H2O2	• Biolifting • Radiofrecvență • RF ochi • Ultrasunete față și ochi	• Oxigen hiperbaric • Termosoc 10-42 °C • Mască LED



Ultrasunetele pentru față favorizează pătrunderea substanțelor active din produsele cosmetice, pentru rezultate rapide și imediate. Aparatul este disponibil în culoarea albă.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat Hidrodermabraziune 11 în 1
Funcții	Hidrodermabraziune, biolifting, ultrasunete față, ultrasunete ochi, skin scrubber, oxigen hiperbaric, termosoc, radiofrecvență, RF ochi, H2O2, mască LED
Termosoc	10 °C - 42 °C
Putere	350 W
Frecvență	50 - 60 Hz
Voltaaj	100 - 240 V
Culoare	Alb



Hidrodermabraziune 11 în 1

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat utilizării profesionale în saloane de cosmetică, de către personal instruit. Intensitatea se crește treptat, în funcție de sensibilitatea clientului.

Aparatul nu se folosește în baie sau lângă surse de apă, iar alimentarea trebuie să corespundă specificațiilor aparatului.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Tenul se demachiază și se curăță.
- Se stabilește tipul de ten.
- Se verifică absența rănilor și inflamațiilor.
- Accesoriiile se dezinfectează.

După tratament

- Se aplică produse calmante și hidratante.
- Protecție solară în zilele următoare.
- Se evită produsele iritante 24 de ore.
- Rezultatele se notează în fișa clientului.

Întreținere

- Capetele de lucru se curăță după fiecare client.
- Accesoriiile din sticlă se manevrează cu grijă.
- Aparatul se oprește și se scoate din priză după lucru.
- Se păstrează într-un loc uscat, fără praf.

Utilizare

- Intensitatea pornește de la minim.
- Se respectă timpii recomandați pe funcție.
- Funcțiile se combină după tipul de ten.
- Nu se lucrează pe aceeași zonă prea mult timp.

Funcții și interfață

Selectarea funcției și a parametrilor de pe panou, cu reglaj de intensitate și timp pentru fiecare cap de lucru.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate, la persoane cu stimulator cardiac sau implanturi metalice în zona tratată, cu epilepsie, pe zone cu răni, inflamații sau infecții active și pe zona ochilor pentru funcțiile care nu sunt dedicate acestora.