

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Mesoderm

Aparat de Mezoterapie fără Ac, prin Electroporație

Aparat de mezoterapie care folosește principiul perforării electrice: substanțele active și nutrienții sunt livrați direct în țesut, complet și profund, fără injector — pentru absorbție rapidă și rezultate vizibile.



MEZOTERAPIE FĂRĂ AC.

**ULTRASUNETE, OCHI, GHEAȚĂ,
ELECTROPORAȚIE.**

0

ace
fără injector

4

funcții
de lucru

25

W
putere nominală

5,6

kg
greutate netă



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-mezoterapie-mesoderm

PREZENTARE

Substanțe active livrate în profunzime

Mesoderm utilizează principiul perforării electrice și al penetrării electrice. Fără injector, substanțele active sau elementele nutritive sunt „livrate” direct în țesut, complet și profund, iar pielea le absoarbe rapid, cu rezultate remarcabile.

1 Ten gras, dur Purifică pielea, elimină impuritățile, strânge porii și netezește pielea.	2 Ten tern, palid Accelerează absorbția oxigenului și îmbunătățește circulația.	3 Ten uscat, cu riduri Reîmprospătează pielea și accelerează regenerarea celulară.
---	---	--

Funcții pe panoul de comandă

Ultrasunete, tratament pentru ochi, gheață (răcire) și electroporație, fiecare cu reglaj separat de intensitate și buton start/pauză.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Pregătire Tenul se curăță; se montează accesoriile.	2 Produs Soluția activă se pune în recipientul electroporației.	3 Setare Se reglează intensitatea și timpul.	4 Tratament Se pornește funcția și se lucrează pe zonă.
---	---	--	---

Dacă o funcție nu este necesară, intensitatea ei se reglează la 0, iar funcția se închide.

FUNCȚII

Mezoterapie completă, fără ace

Ultrasunete	Electroporație	Ochi și gheață
• Penetrarea substanțelor active • Stimulare celulară • Reglaj de intensitate	• Infuzie fără injector • Recipient pentru soluții • Absorbție rapidă	• Tratament pentru zona ochilor • Răcire pentru calmare • Strângerea porilor



Mesoderm se folosește pentru reajustarea și îmbunătățirea aspectului pielii feței: ten gras, ten închis la culoare, epuizat sau palid, ten uscat sau cu riduri.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat Mezoterapie Mesoderm
Tehnologie	Perforare electrică (electroporație)
Funcții	Ultrasunete, ochi, gheață, electroporație
Alimentare	AC 110 V, 60 Hz
Putere nominală	25 W
Greutate netă	5,6 kg
Greutate cu ambalaj	6,4 kg
Dimensiune produs	140 x 340 x 450 mm
Dimensiune ambalaj	285 x 375 x 520 mm



Aparat Mezoterapie Mesoderm

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat utilizării profesionale în saloane de cosmetică, de către personal instruit. Intensitatea se crește treptat, în funcție de sensibilitatea clientului.

Aparatul nu se folosește în baie sau lângă surse de apă, iar alimentarea trebuie să corespundă specificațiilor aparatului.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Tenul se demachiază și se curăță.
- Se stabilește tipul de ten.
- Se verifică absența rănilor și inflamațiilor.
- Accesorii se dezinfectează.

După tratament

- Se aplică produse calmante și hidratante.
- Protecție solară în zilele următoare.
- Se evită produsele iritante 24 de ore.
- Rezultatele se notează în fișa clientului.

Întreținere

- Capetele de lucru se curăță după fiecare client.
- Accesorii din sticlă se manevrează cu grijă.
- Aparatul se oprește și se scoate din priză după lucru.
- Se păstrează într-un loc uscat, fără praf.

Utilizare

- Intensitatea pornește de la minim.
- Se respectă timpii recomandați pe funcție.
- Funcțiile se combină după tipul de ten.
- Nu se lucrează pe aceeași zonă prea mult timp.

Funcții și interfață

Panou cu afișaj digital, reglaj de intensitate pentru fiecare funcție și buton de pornire/pauză.

IMPORTANT

Aparatul este contraindicat persoanelor cu tăieturi sau răni pe piele, cu epilepsie, cu boli cardiace sau stimulator cardiac, cu cancer, cu boli epidermice, cu diabet, cu implanturi metalice și femeilor însărcinate.