

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Morphy RF Fraționată

**Aparat de Radiofrecvență Fraționată
cu RF și Capete Microcristaline**

Echipament profesional de radiofrecvență fracționată cu microace izolate, pentru rejuvenare, fermitate și remodelare cutanată, cu adâncime reglabilă între 0,5 și 7 mm.



REGENERARE. FERMITATE. TEXTURĂ.

4 CAPETE, ADÂNCIME 0,5-7 MM.

4

tipuri
de capete

0,5-7

mm
adâncime reglabilă

8mm

penetrare
RF

12,1"

ecran
tactil



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-morphy-radiofrecventa-fractionata-cu-rf-si-capete-microcristaline

PREZENTARE

Radiofrecvență fracționată prin microace izolate

Sistemul acționează în profunzime asupra pielii și țesutului subcutanat, stimulând producția naturală de colagen. Microacele izolate protejează epiderma și direcționează energia exact în zonele țintă, reducând riscul de arsuri, pigmentare și sângerare.

1 Burst Mode Energie RF livrată pe mai multe niveluri de adâncime într-un singur impuls.	2 Microace izolate Ac de 0,22 mm la bază și 0,1 mm la vârf, placare specială, design conic.	3 Două mânere Flexibilitate pentru diferite zone și o gamă largă de tratamente.
---	--	--

Pentru față și corp

Ridurile fine, porii dilatați, cicatricile post-acneice, vergeturile, laxitatea cutanată și textura pielii.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Evaluare Se stabilesc zona și adâncimea de lucru.	2 Capăt Se montează un capăt nou, steril (12P, 24P, 40P sau Nano).	3 Setare Se reglează adâncimea și parametrii RF.	4 Tratament Se aplică pe zona tratată, impuls cu impuls.
--	---	---	---

Capetele de tratament sunt de unică folosință, pentru a evita riscul de infecții. Reutilizarea lor poate duce la complicații, iar compania nu își asumă responsabilitatea în acest caz.

CAPETE DE TRATAMENT

Capete pentru fiecare zonă

12P și 24P	40P	Nano
• 12P: zone mici sau delicate • 24P: față și gât • Contururi fine	• Zone corporale extinse • Țesut mai profund • Vergeturi, laxitate	• Microcristalin • Strângerea pielii • Îmbunătățirea texturii



Indicații: riduri fine și linii de expresie, fermitate și lifting facial, cicatrici post-acneice, pori dilatați, textura pielii, vergeturi, remodelare corporală și aspect de celulită, ten acneic și seboree.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat Morphy - Radiofrecvență Fraționată cu RF și Capete Microcristaline
Ecran tactil	12,1 inch
Frecvență de ieșire	4 MHz
Putere	10 - 300 W
Adâncime reglabilă	0,5 - 7 mm
Penetrare RF	Până la 8 mm
Capete incluse	12P, 24P, 40P, Nano
Grosimea acului	0,22 mm la bază, 0,1 mm la vârf
Mod de lucru	Burst Mode (multi-nivel într-un impuls)
Alimentare	AC 110 V - 230 V ± 10%, 50 - 60 Hz
Dimensiuni ambalaj	49 x 46,5 x 101 cm



Aparat Morphy RF fracționată

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Capetele sunt sterile și de unică folosință.

Zona tratată se dezinfectează înainte de procedură. Parametrii se adaptează grosimii pielii și zonei tratate.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Consultație și verificarea contraindicațiilor.
- Demachiere și dezinfectarea zonei.
- Anestezic topic, la recomandarea operatorului.
- Capăt nou, steril, pentru fiecare client.

După tratament

- Roșeață ușoară, temporară.
- Fără machiaj 24 de ore.
- Protecție solară și evitarea soarelui.
- Produse calmante și regeneratoare.

Întreținere

- Capetele folosite se aruncă.
- Mânerele se curăță și se dezinfectează.
- Cablurile nu se îndoaie excesiv.
- Aparatul se păstrează uscat, fără praf.

Conținutul pachetului

- Unitate principală cu ecran tactil
- Mânere de operare
- Capete 12P, 24P, 40P și Nano
- Cablu de alimentare

Recuperare rapidă

Tratamente personalizate de întinerire și remodelare, cu rezultate vizibile și timp de recuperare redus.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate, la persoane cu stimulator cardiac sau implanturi metalice în zona tratată, pe piele cu infecții, herpes activ, răni sau inflamații, la persoane cu tulburări de coagulare, keloizi sau afecțiuni dermatologice active. Capetele nu se reutilizează.