

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Oxygen+eo 3 Capete

**Aparat Oxigenare cu Radiofrecvență
Tripolară pentru Lifting Facial,
Hidratare și Hrănire**

Aparat de oxigenare cu trei tehnologii: curățare
kinetică, activare prin bule de CO₂ și radiofrecvență
tripolară de 1 MHz, pentru lifting, hidratare și
rejuvenarea tenului.



OXIGENARE. HIDRATARE. LIFTING.
3 TEHNOLOGII, EFECT IMEDIAT.



capete
de lucru



MHz
RF tripolară




mA
consum redus



seturi
de capsule

WHAT'S THE FACE SKIN CARE MACHINE

This is a 3 in 1 skin beauty device, the use of CO₂ activate the body's natural mechanism - Boer effect, so that the skin can release the oxygen in high-CO₂ environment. Improve skin oxygen content, stimulating cell metabolism, accelerate the skin's repair function. Improve skin texture from the inside to outside.



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-oxigenare-cu-radiofrecventa-tripolar-pentru-lifting-facial-hidratare-si-hranire-rejuvenare

PREZENTARE

Oxigenare dinamică pentru un ten revitalizat

Acțiunea hidratantă a radiofrecvenței tripolare, combinată cu oxigenarea, susține liftingul facial, regenerarea celulară și producția de colagen și elastină. Nutrienții sunt absorbiți accelerat la nivelul epidermei și dermei.

1 Curățare kinetică Elimină celulele moarte și crește permeabilitatea epidermei pentru absorbția nutrienților.	2 Activare prin CO₂ La contactul cu pielea se formează bule de dioxid de carbon, care stimulează oxigenarea naturală a pielii.	3 RF TriPollar 1 MHz Energie de intensitate mică și densitate mare, pentru lifting și regenerare.
---	--	--

Potrivit pentru toate tipurile de ten

Consum redus de energie și confort maxim pentru client.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Curățare Tenul se curăță și se demachiază.	2 Capsulă Se montează capsula potrivită tratamentului.	3 Oxigenare Se lucrează cu aplicatorul OxyGeneo pe toată fața.	4 RF Se finalizează cu radiofrecvența tripolară și ser.
---	---	---	--

Aparatul vine cu 2 seturi de capsule pentru protocoale diferite. Aplicatorul se ține în contact cu pielea, cu mișcări continue, fără presiune excesivă.

TEHNOLOGII

Trei tehnologii, un singur tratament

Exfoliere	Oxigenare	Radiofrecvență
• Curățare kinetică • Îndepărtarea celulelor moarte • Pregătirea tenului	• Bule de CO₂ • Oxigenarea tenului • Absorbție dublă a nutrienților • Activarea circulației	• TriPollar 1 MHz • Stimularea colagenului • Lifting facial • Reducerea ridurilor



Beneficii: exfolierea stratului superior al pielii, infuzia de nutrienți în profunzime, oxigenarea tenului, îmbunătățirea metabolismului celular și un aspect odihnit al feței.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat Oxigenare cu 3 Capete: Radiofrecvență Tripolară pentru Lifting Facial, Hidratare și Hrănire, Rejuvenare cu 2 seturi de capsule
Tehnologii	Oxigenare dinamică, curățare kinetică, radiofrecvență tripolară
Frecvență RF	1 MHz
Consum de energie	600 mA
Capete de lucru	3
Consumabile	2 seturi de capsule incluse



Aparat Oxygen+eo cu 3 capete

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Se folosesc doar aplicatoarele, capsulele și sursa de alimentare originale.

Aparatul nu se folosește lângă surse de apă. Înainte de curățare sau întreținere se oprește și se deconectează de la rețea.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Curățarea și demachierea tenului.
- Verificarea contraindicațiilor.
- Alegerea capsulei potrivite.
- Poziționarea confortabilă a clientului.

După tratament

- Se aplică ser și cremă hidratantă.
- Protecție solară.
- Fără exfoliante agresive 1-2 zile.
- Tratamentele se pot repeta periodic.

Întreținere

- Aplicatorul se curăță după fiecare client.
- Capsulele se folosesc conform protocolului.
- Aparatul nu se păstrează lângă surse de apă.
- Oprire și deconectare înainte de curățare.

Conținutul pachetului

- Unitate principală
- 3 capete de lucru
- 2 seturi de capsule
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Efecte imediate

Diminuarea ridurilor, luminozitate, rejuvenare, hidratare, hrănire și micșorarea aspectului porilor.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează pe piele cu răni, arsuri, infecții sau inflamații active, la persoane cu stimulator cardiac sau implanturi metalice în zona feței, la femei însărcinate, la persoane cu afecțiuni ale pielii active sau cu alergii la componentele capsulelor.