

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

AuriSonic Pro

**Aparat Profesional 6-în-1 pentru
Lifting, Rejuvenare și Remodelare
Corporală**

Șase tehnologii într-un singur aparat — HIFU Multi-Row ICE, HIFU Vmax, Liposonix, RF fracționată cu microace aurite, RF intimă și CryoHammer — pentru față, corp și zone intime.

LIFTING. REJUVENARE. REMODELARE.
6 TEHNOLOGII, RĂCIRE ICE -10 °C.



tehnologii
integrate



W
putere totală



°C
răcire ICE



ecran
tactil



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aurisonic-pro-aparat-profesional-6-in-1-pentru-lifting-rejuvenare-si-remodelare-corporala-cu-tehnologie-hifu-liposonix-emrf-cryo-si-liposonic

PREZENTARE

HIFU Multi-Row ICE: 12 linii, 300 de puncte

Sistemul HIFU cu 12 linii și 300 de puncte acționează simultan în epidermă, derm și SMAS, generând contracție termică la 60–70 °C și stimulând colagenul și elastina. Varianta Single Point (Vmax) concentrează energia în puncte individuale, pentru zone delicate — ochi, nas, bărbie, gât —, cu sesiuni de 10–15 minute pe zonă.

1 Liposonix 24 linii / 576 puncte per impuls, la 8–13 mm: scădere de 2–6 cm în circumferință după o ședință.	2 RF fracționată (EMRF) Microace aurite, adâncime 0,5–7 mm: riduri, cicatrici, vergeturi, pori dilatați.	3 CryoHammer Răcire până la -10 °C: calmează, reduce roșeața și închide porii post-procedură.
---	---	--

Radiofrecvență intimă (Private RF)

Control automat al adâncimii și temperaturii, moduri intern și extern, cu rezultate vizibile după 1–2 ședințe: tonifiere, hidratare și elasticitate.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Evaluare Se stabilesc zonele și tehnologia potrivită.	2 Pregătire Pielea se curăță; pentru HIFU se aplică gel.	3 Setare Piesa este recunoscută automat; se ajustează parametrii.	4 Tratament Se lucrează pe zonă; la final, CryoHammer calmează pielea.
--	---	--	---

Recunoașterea automată a pieselor de tratament setează instantaneu parametrii, iar răcirea semiconductoare permite funcționare continuă, fără supraîncălzire.

FUNCȚII

Șase funcții, control independent

HIFU	Radiofrecvență	Corp și răcire
• Multi-Row ICE, 12 linii • Single Point ICE (Vmax) • Cartușe 1,5 / 3,0 / 4,5 / 8 / 13 / 16 mm • Epidermă, derm, SMAS	• EMRF cu microace aurite • Adâncime 0,5-7 mm • Private RF - intern / extern • Putere RF max. 300 W	• Liposonix 576 puncte • Adâncime 8-13 mm • CryoHammer -10 °C • Răcire ICE pentru HIFU



Carcasa din aluminiu este durabilă, mobilă și ușor de întreținut, iar ecranul tactil Android de 15 inch oferă control independent pentru fiecare funcție.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	AuriSonic Pro 6-în-1
Funcții integrate	HIFU Multi-Row ICE, HIFU Vmax, Liposonix, EMRF, Private RF, CryoHammer
Ecran	15" tactil, interfață Android
Putere totală	600 W
Putere RF	300 W maxim
Profundime HIFU	1,5 - 16 mm
Profundime RF fracționată	0,5 - 7 mm, ajustabilă
Material ace EMRF	Aur medical
Răcire	Semiconductoare (-10 °C ... +10 °C)
Cartușe disponibile	15 tipuri, standard și opționale
Durată de viață cartușe	10.000 - 20.000 impulsuri
Alimentare	AC 110 - 230 V, 50/60 Hz
Greutate	51 kg
Dimensiuni	56 x 50 x 116 cm



AuriSonic Pro 6-în-1

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Pentru HIFU, capul de lucru se ține ferm, cu gel de contact; acele EMRF sunt de unică folosință.

Nu se tratează direct globul ocular, tiroida sau zonele cu implanturi metalice. Procedurile intime se efectuează doar de personal calificat.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Pielea se curăță de machiaj și impurități.
- Pentru EMRF, zona se dezinfectează.
- Zona de tratat se marchează.
- Se alege funcția potrivită obiectivului.

După tratament

- CryoHammer calmează pielea și reduce roșeața.
- 3 zile fără saună, baie fierbinte sau sport intens.
- Hidratare și protecție solară.
- După EMRF, fără machiaj 24 de ore.

Întreținere

- Cartușele și capetele se curăță după utilizare.
- Capetele intime se dezinfectează după fiecare client.
- Se urmărește numărul de impulsuri rămase.
- Aparatul se păstrează uscat, fără praf.

Utilizare

- Energia se crește treptat, de la valori mici.
- HIFU: de la straturile adânci spre suprafață.
- Nu se repetă impulsurile pe același punct.
- Tratamentele se notează în fișa clientului.

Funcții și interfață

Ecran tactil Android de 15 inch, recunoaștere automată a pieselor de tratament și control independent pentru fiecare funcție.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate sau care alăptează, la persoane cu stimulator cardiac sau implanturi metalice în zona tratată, la persoane cu epilepsie, pe zone cu răni, inflamații sau infecții active, direct pe globul ocular sau pe tiroidă. Private RF nu se aplică în timpul menstruației sau în prezența infecțiilor intime.