

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Combină Cosmetică 3 în 1

**Ultrasunete, Microdermabraziune cu
Diamante și Termosoc**

Combină cosmetică facială cu microdermabraziune cu diamante, ultrasunete și termosoc, care revitalizează și luminează tenul, favorizează absorbția nutrienților și reduce sensibilitatea pielii.



EXFOLIERE. PENETRARE. CALMARE.
3 FUNCȚII ÎNTR-UN ECHIPAMENT.

3

funcții
integrate

3

capete
ultrasunete

120

W
putere

220

V
alimentare



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/combina-cosmetica-faciala-cu-ultrasunete-microdermabraziune-cu-diamante-si-termosoc

PREZENTARE

Trei funcții într-un singur echipament

Microdermabraziunea îndepărtează pielea îmbătrânită, ultrasunetele duc substanțele nutritive în straturile profunde, iar termosocul calmează pielea și închide porii prin schimbarea rapidă a temperaturii, rece-cald.

1 Microdermabraziune Îndepărtează pielea îmbătrânită, atenuează cicatricile și petele, accelerează circulația și închide porii.	2 Ultrasunete Pătrunderea rapidă a nutrienților, eliminarea toxinelor, atenuarea cearcănelor.	3 Termosoc Ciocan rece-cald: calmează pielea, stimulează colagenul, efect anti-sensibilitate.
--	--	--

Ultrasunete pentru ochi, față și corp

Trei capete de lucru de ultrasunete, selectate de pe panou, cu reglaj de intensitate și timer.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Curățare Tenul se demachiază și se curăță.	2 Exfoliere Microdermabraziune cu capul de diamant potrivit.	3 Penetrare Ultrasunete cu serul sau crema aleasă.	4 Calmare Termosoc: cald pentru stimulare, rece pentru închiderea porilor.
---	---	---	---

Suctia microdermabraziunii se reglează de pe panou; dacă scade, filtrul trebuie înlocuit.

ACCESORII

Capete de lucru pentru fiecare funcție

Microdermabraziune	Ultrasunete	Termosoc
- Manipul pentru microdermabraziune - Set capete cu diamante - Furtun și filtru - Reglaj sucție	- Cap pentru față - Cap pentru ochi - Cap pentru corp - Reglaj intensitate și timp	- Ciocan rece-cald - Calmare rapidă - Închiderea porilor - Efect anti-roșeață



Tratamentul combinat revitalizează și luminează tenul, asigură absorbția eficientă a nutrienților, susține regenerarea pielii și reduce sensibilitatea.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Combină Cosmetică Facială cu Ultrasunete, Microdermabraziune cu Diamante și Termosoc
Tip echipament	Combină cosmetică facială 3 în 1
Funcții	Microdermabraziune cu diamante, ultrasunete, termosoc (ciocan rece-cald)
Capete ultrasunete	Față, ochi, corp
Tensiune de lucru	220 V
Putere	120 W
Frecvență rețea	50 - 60 Hz



Combină cosmetică 3 în 1

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat utilizării profesionale în saloane de cosmetică, de către personal instruit. Intensitatea se crește treptat, în funcție de sensibilitatea clientului.

Aparatul nu se folosește în baie sau lângă surse de apă, iar alimentarea trebuie să corespundă specificațiilor aparatului.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Tenul se demachiază și se curăță.
- Se stabilește tipul de ten.
- Se verifică absența rănilor și inflamațiilor.
- Accesoriiile se dezinfectează.

După tratament

- Se aplică produse calmante și hidratante.
- Protecție solară în zilele următoare.
- Se evită produsele iritante 24 de ore.
- Rezultatele se notează în fișa clientului.

Întreținere

- Capetele de lucru se curăță după fiecare client.
- Accesoriiile din sticlă se manevrează cu grijă.
- Aparatul se oprește și se scoate din priză după lucru.
- Se păstrează într-un loc uscat, fără praf.

Utilizare

- Intensitatea pornește de la minim.
- Se respectă timpii recomandați pe funcție.
- Funcțiile se combină după tipul de ten.
- Nu se lucrează pe aceeași zonă prea mult timp.

Funcții și interfață

Timer, reglaj de intensitate pentru ultrasunete, selectarea capului de lucru, reglaj pentru sucție și comutare separată pentru microdermabraziune și termosoc.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează pe piele cu răni, inflamații sau infecții active, pe acnee inflamată, pe cuperoză accentuată, la femei însărcinate (ultrasunete) și la persoane cu stimulator cardiac sau implanturi metalice în zona tratată.