

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Plasma Pen Ozonoterapie

**Plasma Pen pentru Lifting, Reducere
Riduri, Îndepărtare Pete și Cicatrici**

Aparat portabil 2 în 1 cu plasmă prin descărcare cu
curent continuu și funcție de ozonoterapie, pentru pete
pigmentare, riduri, cicatrici și ten acneic.



PETE. RIDURI. ACNEE.

PORTABIL, CU ACUMULATOR.

2

în 1
plasmă + ozon

3

capete
ozonoterapie

12V

adaptor
1,5 A

fără fir

acumulator
inclus



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/plasma-pen-pentru-lifting-reducere-riduri-indepartare-pete-si-cicatrici

PREZENTARE

Plasmă și ozon, într-un aparat portabil

Descărcarea prin scânteie cu curent continuu încălzește precis zonele tratate, cu control localizat și stimularea regenerării celulare. Funcția de ozonoterapie neutralizează bacteriile și reduce inflamațiile, fiind utilă pentru pielea predispusă la acnee.

1 Plasmă Pete pigmentare, alunițe, negi, polipi cutanați, riduri și cicatrici.	2 Ozonoterapie Distruge bacteriile, reduce inflamațiile și lasă pielea curată și proaspătă.	3 Portabil Acumulator pentru utilizare fără fir.
---	--	---

Trei capete pentru ozonoterapie

Cap mare pentru mâini și picioare, cap mediu pentru față, cap mic pentru conturul ochilor, buzelor și cearcăne.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Pregătire Zona se curăță și se dezinfectează.	2 Accesoriu Se alege capătul de ozon sau acul potrivit.	3 Setare Se reglează intensitatea.	4 Tratament Lucru localizat, fără a insista pe loc.
--	--	---	--

Acele sterile se folosesc pentru tratamente localizate. Energia se menține mică pentru riduri și se crește pentru pete, cu treceri scurte, de cel mult 2 secunde pe punct.

ACCESORII ȘI INDICAȚII

Accesorii pentru tratamente precise

Capete ozon	Accesorii	Indicații
• Cap mare – zone extinse • Cap mediu – față, riduri, acnee • Cap mic – ochi, buze, cearcăne	• Ac metalic pentru polipi • Trei ace sterile • Acumulator • Adaptor de alimentare	• Pete pigmentare • Acnee activă • Riduri, cicatrici • Alunițe, negi, excrescențe



Rezultatele sunt de lungă durată prin stimularea regenerării celulare și a colagenului. Tonusul și fermitatea pielii se îmbunătățesc, pentru un aspect reîntinerit.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Plasma Pen pentru Lifting, Reducere Riduri, Îndepărtare Pete și Cicatrici
Tehnologie	Plasmă prin descărcare cu curent continuu; ozonoterapie
Adaptor – tensiune de ieșire	12 V
Adaptor – curent de ieșire	1,5 A
Tensiune de alimentare	AC 100 - 240 V ± 22 V
Frecvență	50 - 60 Hz
Capete ozonoterapie	Mare, mediu, mic
Ace	Ac metalic pentru polipi; 3 ace sterile
Alimentare	Acumulator pentru utilizare fără fir



Plasma Pen portabil

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Dispozitiv destinat utilizării de către persoane instruite. Nu se atinge partea metalică a vârfului în timpul lucrului; acele sterile se folosesc o singură dată.

Pe o zonă nu se insistă mai mult de câteva secunde. Accesoriile se curăță cu ser fiziologic înainte și după fiecare utilizare.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Curățarea și dezinfectarea zonei.
- Verificarea contraindicațiilor.
- Acumulator încărcat.
- Test pe o zonă mică.

După tratament

- Crustele mici cad natural; nu se îndepărtează.
- Protecție solară strictă.
- Fără machiaj pe zonă câteva zile.
- Hidratare cu produse calmante.

Întreținere

- Capetele de ozon se curăță după utilizare.
- Acele sterile se folosesc o singură dată.
- Dispozitivul se păstrează uscat.
- Încărcare doar cu adaptorul original.

Conținutul pachetului

- Plasma Pen
- 3 capete pentru ozonoterapie
- Ac metallic
- 3 ace sterile
- Acumulator și adaptor

Portabil și simplu de folosit

Utilizare fără fir datorită acumulatorului, cu accesorii pentru zone extinse și pentru zone delicate.

IMPORTANT

Dispozitivul nu se utilizează la femei însărcinate, la persoane cu stimulator cardiac, pe piele cu infecții, herpes activ sau inflamații, la persoane cu tendință la keloizi sau cu afecțiuni ale pielii active. Pe alunițe și excrescențe se lucrează doar după evaluarea unui specialist.