VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Multifuncțional 5 în 1 7D HIFU

Aparat Profesional 7D Hifu, Liposonix, Vmax și Radiofrecvență Fracționată

Stație profesională care reunește HIFU 7D, HIFU vaginal, V-Max, Liposonix și radiofrecvență fracționată, pentru lifting facial, remodelare corporală și rejuvenarea pielii.



LIFTING. REMODELARE. REJUVENARE.

5 TEHNOLOGII ÎNTR-UN APARAT.

5	10"	10.000	1800W
în 1 tehnologii	ecran tactil	shoturi cartuș 7D	putere Liposonix



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-profesional-multifunctional-5-in-1-7d-hifu-liposonix-vmax-si-radiofrecventa-fractionata

PREZENTARE

Cinci tehnologii pentru față și corp

HIFU 7D focalizează energia la adâncimi precise, de la epidermă până la stratul fascial, pentru lifting și contur. Liposonix acționează asupra țesutului adipos, V-Max completează liftingul facial, iar radiofrecvența fracționată stimulează colagenul și elastina.

1

HIFU 7D

Cartușe de la 1.5 la 16 mm, mod manual sau automat, lungime reglabilă a zonei.

2

Liposonix

Cartușe de 8 și 13 mm pentru remodelare corporală, 576 de puncte focale.

3

RF fracționată

Sonde de 10, 25, 64 pini și Nanochip, pentru textură, pori, cicatrici și riduri.

V-Max și HIFU vaginal incluse

V-Max cu cartușe de 1.5, 3 și 4.5 mm (68.000 shoturi); HIFU vaginal cu cartușe de 3 și 4.5 mm.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1

Montare

Se conectează mânerele în prizele dedicate și se fixează.

2

Pregătire

Zona se curăță și se aplică gel sau produs potrivit.

3

Setare

Se alege tehnologia, cartușul, energia și lungimea.

4

Tratament

Se lucrează pe zone, manual sau în mod automat.

Pentru HIFU 7D se poate comuta între mod manual și automat; parametrii se ajustează în funcție de dimensiunea zonei. Efectul de lifting se observă imediat și poate dura 24–30 de luni.

CARTUȘE ȘI SONDE

Cartușe pentru fiecare tehnologie

HIFU 7D	V-Max / Vaginal	Liposonix / RF
• DL1.5, DL3.0, DL4.5: lungime 5–25 mm • MF6.0: lungime 5–10 mm • MF9.0, MF10.0, MF13.0, MF16.0: 5–25 mm • 10.000 shoturi per cartuș	• V-Max: 1.5, 3, 4.5 mm (standard) • V-Max opțional: 8, 13 mm • 68.000 shoturi per cartuș V-Max • Vaginal: 3 și 4.5 mm, 10.000 shoturi	• Liposonix: 8 și 13 mm, 525 shoturi • Opțional: 6, 10, 16 mm • RF fracționată: 10, 25, 64 pini • Nanochip







Cartușele HIFU se înlocuiesc după epuizarea numărului de shoturi. Energia HIFU 7D se reglează între 1 și 30 J și între 50% și 200%.

VISAGE STUDIO
EXCELENȚĂ | EXPERTIZĂ | EFICIENȚĂ

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	**Aparat Profesional Multifuncțional 5 în 1 – 7D Hifu, Liposonix, Vmax și Radiofrecvență Fracționată**
HIFU 7D – energie	**1 – 30 J reglabilă; 50% – 200%**
HIFU 7D – lungime	**DL1.5 / DL3.0 / DL4.5: 5–25 mm; MF6.0: 5–10 mm; MF9.0 / MF10.0 / MF13.0 / MF16.0: 5–25 mm**
HIFU 7D – cartușe	**10.000 de shoturi per cartuș**
HIFU vaginal	**Cartușe 3 mm și 4.5 mm, 10.000 shoturi**
V-Max	**Standard 1.5 / 3 / 4.5 mm (68.000 shoturi); opțional 8 / 13 mm**
Liposonix	**Standard 8 mm și 13 mm, 525 shoturi, 576 puncte; opțional 6 / 10 / 16 mm**
Liposonix – parametri	**1800 W; 230 kHz ± 20 kHz; 30 J/m²; 100–240 V, 50/60 Hz**
RF fracționată	**Ieșire 2–4 MHz; intrare 10–200 W; sonde 10, 25, 64 pini, Nanochip**
Ecran	**10 inch**
Alimentare	**AC 110 V / 220 V, 50/60 Hz**



Aparat multifuncțional 5 în 1

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Temperatura și intensitatea se ajustează corespunzător pentru a evita arsurile.

Sonda vaginală se folosește doar de operatori instruiți, cu inserare corectă și control precis al adâncimii. Zona tratată se monitorizează după procedură.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Consultație și verificarea contraindicațiilor.
- Curățarea zonei și fotografii inițiale.
- Alegerea cartușului potrivit adâncimii.
- Gel de ultrasunete pentru HIFU și Liposonix.

După tratament

- Machiajul se poate aplica imediat după HIFU.
- Hidratare și protecție solară.
- După HIFU vaginal: pauză de o săptămână.
- Monitorizarea iritațiilor sau a sensibilității.

Întreținere

- Cartușele și sondele se curăță după fiecare client.
- Sondele RF fracționată sunt de unică folosință.
- Mânerele se fixează corect în prize.
- Priză cu împământare.

Tehnologii

- HIFU 7D – lifting și contur
- HIFU vaginal – rejuvenare intimă
- V-Max – lifting facial
- Liposonix – remodelare corporală
- RF fracționată – textură și cicatrici

Moduri de lucru

HIFU 7D în mod manual sau automat, cu parametri ajustați după dimensiunea zonei; energia trece ușor peste epidermă, pentru confortul clientului.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate, la persoane cu stimulator cardiac sau implanturi metalice în zona tratată, pe răni, infecții sau inflamații active. Persoanele cu afecțiuni medicale preexistente trebuie să consulte medicul înainte de tratament.