VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Cold Plasma ProSkin+

Aparat cu Plasmă Rece și Caldă pentru Acnee, Cicatrici, Reîntinerire și Lifting



Dispozitiv estetic multifuncțional care îmbină tehnologia de plasmă rece și plasmă caldă, cu două piese de mână și capete interschimbabile — pentru acnee, cicatrici, riduri și regenerarea pielii.

ACNEE. CICATRICI. LIFTING.

PLASMĂ RECE ȘI CALDĂ, 10 CAPETE.

2	30–70	10–200	15"
tehnologii plasmă	°C plasmă rece	W putere	ecran tactil



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/cold-plasma-proskin-acnee-indepartare-cicatrici-reintinerire-tonifiere-si-lifting

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

PREZENTARE

Plasmă activă pentru regenerarea pielii

Prin ionizarea unor gaze precum aerul sau azotul, atomii și moleculele pierd sau câștigă electroni și se transformă în particule încărcate — plasma activă. Aceasta conține energie ridicată și componente active care acționează asupra pielii, pentru efecte antibacteriene, regenerare celulară și stimularea colagenului.

1

Plasmă rece

Generată cu azot sau argon la 30–70 °C: efect antibacterian și antiinflamator, pentru acnee, inflamații și leziuni cutanate.

2

Plasmă caldă

Pătrunde în profunzime, stimulează regenerarea celulară și sinteza de colagen și elastină.

3

Precizie

Îndepărtarea negilor, excrescențelor, petelor pigmentare și alunițelor mici.

Două piese de mână, capete interschimbabile

Fiecare piesă de mână se echipează cu capete ușor de înlocuit, pentru o mare varietate de aplicații pe față și corp.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1

Evaluare

Se analizează tipul de ten și problema de tratat.

2

Pregătire

Pielea se curăță și se dezinfectează.

3

Setare

Se alege piesa de mână, capul și puterea.

4

Tratament

Se lucrează pe zonă, cu mișcări controlate.

Rezultatele devin vizibile după primele ședințe, cu impact asupra texturii, elasticității și luminozității pielii. Numărul de ședințe se stabilește de operator, în funcție de problemă.

CAPETE DE LUCRU

Capete pentru fiecare tip de tratament

Plasmă rece	Tratamente avansate	Precizie
• Cap de pulverizare – purificare, ten sensibil • Tub pătrat – acnee activă, iritații • Tub evazat – obraji, frunte	• Ac roler mare (No.4) – corp, vergeturi • Ac roler mic (No.5) – față • Cap 44 pini (No.6) – mezoterapie • Cap cu ozon (No.7) – acnee	• Cap diamant (No.8) – pete, alunițe mici • Ac drept (No.9) – veruci, negi • Ac curbat (No.10) – zone dificile







Beneficii: reface echilibrul pielii, reduce semnele de îmbătrânire, curăță și purifică în profunzime, îmbunătățește elasticitatea și fermitatea, uniformizează tonul și estompează petele.

VISAGE STUDIO
EXCELENTA | EXPERTIZA | EFICIENTA

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	**Cold Plasma ProSkin+**
Tehnologie	**Plasmă rece și plasmă caldă**
Temperatură plasmă rece	**30 – 70 °C**
Putere	**10 – 200 W**
Ecran	**Tactil capacitiv, sticlă securizată, 15 inch**
Piese de mână	**2, cu capete interschimbabile**
Capete plasmă rece	**Pulverizare, tub pătrat, tub evazat**
Capete avansate	**Ac roler mare, ac roler mic, 44 pini, ozon**
Capete de precizie	**Diamant, ac drept, ac curbat**
Alimentare	**AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz**
Ambalaj	**Cutie aluminiu, 50 x 56 x 60 cm**
Greutate brută	**23 kg**



Cold Plasma ProSkin+

Pachet Visage Studio

- 2 piese de mână și capetele de lucru
- 2 suporturi accesorii, pedală, cablu
- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Capetele se dezinfectează după fiecare client.

Nu se tratează zone cu răni deschise nediagnosticate, iar leziunile suspecte se tratează doar după aviz medical. Nu se privește direct în descărcarea de plasmă.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Pielea se curăță și se dezinfectează.
- Se alege capul potrivit problemei.
- Se verifică starea pielii în zona tratată.
- Se fac fotografii inițiale.

După tratament

- Roșeața ușoară este normală și trece repede.
- Crustele mici cad natural, fără a fi îndepărtate.
- Protecție solară și evitarea expunerii la soare.
- Produse de îngrijire blânde, neiritante.

Întreținere

- Capetele se curăță și se dezinfectează după utilizare.
- Acele se înlocuiesc la nevoie.
- Aparatul se oprește și se deconectează după lucru.
- Accesoriile se păstrează pe suporturi.

Utilizare

- Puterea se crește treptat, de la valori mici.
- Plasma caldă se aplică punctual, controlat.
- Pe zone extinse se folosesc capete evazate.
- Tratamentele se notează în fișa clientului.

Funcții și interfață

Ecran tactil capacitiv de 15 inch din sticlă securizată, cu reglaj pentru putere și selectarea piesei de mână.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate, la persoane cu stimulator cardiac sau implanturi metalice în zona tratată, la persoane cu epilepsie, pe zone cu infecții active, pe leziuni suspecte fără aviz medical și la persoane cu tendință de cicatrizare cheloidă.